



## Metalli-imu läpinäkyvällä kädensijalla tyyppiä Endo

- Nenän kirurgisiin (FESS) toimenpiteisiin ja tutkimuksiin
- Oliivikärki ostiumin kautta suoritettaviin atraumaattisiin toimenpiteisiin
- Läpinäkyvä kädensija ilman imunsäätelijää
- Kertakäyttöinen. Steriilisti yksittäispakattu
- Sterilointimenetelmä: EO
- Ruostumatonta terästä, kädensija PMMA:ta (pleksilasi)

Tuotenro	Kuvaus	Os/Kulj.Pakk
6066503020	2,0 x 120 mm	25/375
6066503025	2,5 x 120 mm	25/375
6066503030	3,0 x 120 mm	25/375
6066503035	3,5 x 120 mm	25/375
6066503040	4,0 x 120 mm	25/375
6066503020BP	2,0 x 120 mm, Big pack	20 (2x10) / 600

Os.pakk = pienin toimituserä

Valmistaja: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)