

BRONKOSKOPI AIRWAY

- Bronkoskop Airway med integreret bideblok
- Den store lumen fungerer som guide for bronkoskopet og trachealtuben. Længden er designet til at forme en "vej", som fører til glottis.
- Airway har en sideåbning for nem fjernelse efter intubation. Den eksterne bideblok beskytter bronkoskopet.
- Til engangsbrug
- Steril



Bronkoscopi Airway

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Æske/Trsp.karton
30404201	Bronkoscopi airway med indbygget bideblok	Str. 2 L: 65mm	10/1
30404401	Bronkoscopi airway med indbygget bideblok	Str. 4 L: 85 mm	10/1

VBM