

Drentech Variant

Thoraxdränagesystem med uppsamlingskammare, vattenlås och mekaniskt reglerad sugkontroll

- Kompakt enhet, endast 23 cm hög. Står stabilt utan golvstöd
- Hängare att använda vid transport
- Kapacitet 2000 ml
- Lättavläst skala
- Autoreglerande system – kan användas till alla sugkällor med lufttryck ner till 6 l/min.
- Reglage för justering av sugstyrka - mellan -5 och -40 cmH₂O
- Ett enkelt knapptryck aktiverar säkerhetsventil för negativt tryckavlastning
- Automatisk säkerhetsventil - för positiv tryckavlastning
- Vattenlås för tydlig kontroll av luftläckage
- Provtagningsport - självförslutande och nål-fri
- MR kompatibel
- Latexfri slang med kona för enkel sammankoppling till thoraxkatetern
- Samma system kan användas till barn och vuxna



Artikelnr.	Beskrivning	Avd. / Trpt.fp
6010112	Dränagesystem, engångs.	4 st
6010119	Double, dränagesystem med dubbel uppsamlings-kammare och två slangar, engångs.	singelpackade, sterila system
	En singelförpackning innehåller: system, latexfri slang med snap-on koppling samt spruta för att fylla vattenlåset	

