

KontiBa® SOFT

Til kontinent stomi



KontiBa® bandage til dig der irrigerer eller har en kontinent stomi. Materialet er et luft- og lugttæt plastlaminat, der indeholder en superabsorbent.

Bandagens yderside er dækket af non-woven, og på bagsiden er der en hudvenlig, ekstra tynd og fleksibel hydrokolloid.

KontiBa® fås i tre størrelser med forskellig absorptionskapacitet. Vælg størrelsen efter stomiens størrelse og sekretion.

Varenr.	KontiBa®	Absorbtion
274720	MINI, Ø 60 mm, Hulstørrelse 20 mm	5 ml
274811	MIDI, Ø 70 mm, Hulstørrelse 25 mm	10 ml
287748	MAXI, Ø 85 mm, Hulstørrelse 30 mm	40 ml

50 styk i hver pakning