


Medioplast insatskorgar

- Högkvalitativa insatskorgar anpassade för SteriSet® containers
- Korgarna är staplingsbara och har vipphandtag
- Maskål ca 6 x 6 mm. För bättre genomspolning samt för att minimera skuggpartier
- Korgar som är 30 mm höga har fasta handtag och maskhål ca 4 x 4 mm. Dessa korgar används främst för mindre instrument
- CE: MDR 2017/745



Artikelnr.	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd	
707022	Modell 1/2	30 mm	236 mm	236 mm	
707025	Modell 1/2	60 mm	236 mm	236 mm	
707525	Modell 1/2	80 mm	236 mm	236 mm	
707526	Modell 1/2	100 mm	236 mm	236 mm	
707012	Modell 3/4	30 mm	403 mm	236 mm	
707015	Modell 3/4	60 mm	403 mm	236 mm	
707515	Modell 3/4	80 mm	403 mm	236 mm	
707516	Modell 3/4	100 mm	403 mm	236 mm	
707002	Modell Full längd	30 mm	508 mm	236 mm	
707005	Modell Full längd	60 mm	508 mm	236 mm	
707505	Modell Full längd	80 mm	508 mm	236 mm	
707506	Modell Full längd	100 mm	508 mm	236 mm	

Korg - höjd 30 mm
707022, 707012 och

