



# Medioplast containerkurv

- Kurver av høy kvalitet tilpasset SteriSet® container
- Kurvene er stabile og har vippehåndtak
- Maskehull ca. 6 x 6 mm. For bedre gjennomspyling og for å minimere skyggeområder
- Kurver som er 30 mm høye har faste håndtak og maskehull ca. 4 x 4 mm. Disse kurvene brukes hovedsakelig til mindre instrumenter
- CE: MDR 2017/745



| Art.nr. | Beskrivelse        | Høyde  | Lengde | Bredde |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--|
| 707022  | Modell 1/2         | 30 mm  | 236 mm | 236 mm |  |
| 707025  | Modell 1/2         | 60 mm  | 236 mm | 236 mm |  |
| 707525  | Modell 1/2         | 80 mm  | 236 mm | 236 mm |  |
| 707526  | Modell 1/2         | 100 mm | 236 mm | 236 mm |  |
| 707012  | Modell 3/4         | 30 mm  | 403 mm | 236 mm |  |
| 707015  | Modell 3/4         | 60 mm  | 403 mm | 236 mm |  |
| 707515  | Modell 3/4         | 80 mm  | 403 mm | 236 mm |  |
| 707516  | Modell 3/4         | 100 mm | 403 mm | 236 mm |  |
| 707002  | Modell full lengde | 30 mm  | 508 mm | 236 mm |  |
| 707005  | Modell full lengde | 60 mm  | 508 mm | 236 mm |  |
| 707505  | Modell full lengde | 80 mm  | 508 mm | 236 mm |  |
| 707506  | Modell full lengde | 100 mm | 508 mm | 236 mm |  |

Kurv - høyde 30 mm  
707022, 707012 og 707002



Produseres i Sverige