

Munskydd

Kirurgiska munskydd, undersökningsmunskydd
och andningsskydd



MEDI PLAST




**Munskydd
klara för
användning**

Program för utvärdering

Gratis produktutvärdering utan förpliktelser ger dig möjligheten att själv uppleva den utomordentliga komfort och det skydd man får med Medlines munskydd och andningskydd. Medline tillhandahåller alla verktyg och den kliniska support som din personal behöver under utvärderingen. Kontakta din Medlinerepresentant för mer information.

Innehåll

Introduktion	4
EN-standarder	4
Ett extraordinärt sortiment	6
Innovativa förpackningar	7
Vätskeresistenta munskydd	8
Operationsmunskydd	10
Undersökningsmunskydd	12
Andningskydd	13
Ögonskydd	14



Högsta standard när det gäller skydd och andningsförmåga

Medline har utvecklat många nya produkter med hjälp av partnerskap. Vi arbetar med vårdpersonal i hela världen och får kunskap om deras unika behov och hittar de bästa lösningarna. Det är därför våra operationsmunskydd och andningsskydd har utomordentligt god komfort samtidigt som de håller högsta standard för skydd. Våra munskydd är utformade så att de uppfyller vårdpersonalens krav – från kirurger till sjuksköterskor.

Europeisk standard EN14683 krav på Munskydd


Medlines utbud av munskydd uppfyller konstruktions-, utformnings- och prestandakraven i EU-standard EN14683. Munskydden testas avseende bakteriell filtreringseffektivitet, differentialtryck, stänkmotstånd, mikrobiologisk renlighet och biokompatibilitet innan de börjar säljas. Medline erbjuder ett komplett utbud av latexfria operations- och undersökningsmunskydd, som uppfyller kraven enligt EN14683 Typ II eller Typ IIR.

	Bakteriell filtreringseffektivitet (%)	Differentialtryck (Pa/cm ²)	Stänkmotstånd (kPa)	Mikrobiell renhet (cfu/g)
Typ I	≥ 95	40	Krävs ej	≤30
Typ II	≥ 98	40	Krävs ej	≤30
Typ IIR	≥ 98	60	≥ 16	≤30

Europeisk standard EN149 krav på andningsskydd

Medlines sortiment av andningsskydd uppfyller EU-standard EN149+A1:2009 avseende filtrerande halvmasker som andningsskydd mot partiklar. Serien består av koppformade och vikta andningsskydd med eller utan ventil, som faller under någon av prestandaklasserna enligt standarden: FFP1, FFP2 eller FFP3.

Fysiska egenskaper		FFP1	FFP2	FFP3
Totalt invändigt läckage		Ej över 22% i genomsnitt	Ej över 8% i genomsnitt	Ej över 2% i genomsnitt
Penetrering av filter material, maximal initial penetrering av testaerosoler	NaCl test 95 l/min, % max.	20	6	1.0
	Paraffinoljetest 95 l/min, % max.	20	6	1.0
Andningsmotstånd, högsta tillåtna motstånd (mbar)	Inandning 30 l/min.	0.6	0.7	1.0
	Inandning 95 l/min.	2.1	2.4	3,0
	Utandning 160 l/min.	3	3	3,0



Ett extraordinärt sortiment

Förser din personal med anmärkningsvärd komfort och tillförlitligt skydd

Vi på Medline arbetar kontinuerligt med vårdpersonal, vi lär oss om deras unika behov och vi tar fram de produktlösningar som fungerar bäst. Resultatet är ett omfattande urval av latexfria munskydd med innovativa fördelar.



Komfort

- Brett sortiment: Vi täcker alla era behov, från alternativ för känslig hud till ögonskydd med imskydd och extra mjuka knytband.
- Utmärkt andningsförmåga: Samtidigt som skadliga bakterier filtreras bort, tillåter våra munskydd ett fritt luftflöde i båda riktningar, vilket främjar en hög nivå av andningsförmåga och komfort.



Innovation

- Exklusivt förpackningssystem: Personalen kan snabbt välja rätt munskydd med hjälp av t ex färgkodning, beskrivande symboler och verklighetstroga färgfotografier.
- Reflexfria ögonskydd: En speciell beläggning eliminerar reflexer från den starka belysningen i operationsalen.



Skydd

- Filtreringseffektivitet: Alla Medlines munskydd överstiger kraven för bakteriell filtreringseffektivitet och differentialtryck enligt EN14683
- Skydd mot vätska: Det finns också vätskeresistenta operations- och undersökningsmunskydd, typ IIR som möter eller överstiger kravet för vätskestänk på 120 mmHg

Innovativa förpackningar för att underlätta valet av munskydd

Medlines förpackning är utformad för att göra det enkelt för sjukvårdspersonal att omedelbart identifiera flera viktiga munskyddsfunktioner.

Färgkodad förpackning

Lila: Typ IIR vätskeavvisande munskydd

Grön: Typ II operationsmunskydd

Orange: Typ II undersökningsmunskydd

Blå: Andningsskydd

Perforering och praktiskt tumgrepp















Lätt att öppna och komma åt















Produktklassificering

För rätt val och behov

Vätskeresistenta undersökningsmunskydd

Artikelnummer	Bakteriell filtrerings- effektivitet (%)	Differentialtryck (Pa/cm ²)	Stänkmotstånd (kPa)	EN14683 Typ:	Förpackning
 BFE-345	99.8	49.6	16	Typ IIR	50/ask, 2000/förp.
In- och utsida av spritsbondad polypropen, lila, med knytband					
 NONE27422	99.4	36.92	21	Typ IIR	50/ask, 300/förp.
Vätskeresistent operationsmunskydd utan skumgummiremsa Inside av termobondad polypropen, utsida av spritsbondad polypropen · utan skumgummiremsa för imskydd · Lila · Knytband					
 NONE27412	99.4	36.92	21	Typ IIR	50/ask, 300/förp.
Vätskeresistent operationsmunskydd Inside av termobondad polypropen, utsida av spritsbondad polypropen · skumgummiremsa för imskydd · Lila · Knytband					
 NONE27412XL	99.04	33.06	21	Typ IIR	50/ask, 500/förp.
Vätskeresistent operationsmunskydd XL Inside av termobondad polypropen, utsida av spritsbondad polypropen · knytband, skumgummiremsa för imskydd, storlek XL · Lila					
 NONE27712	99.8	35.1	21	Typ IIR	50/ask, 300/förp.
Vätskeresistent operationsmunskydd Unikt filter för utmärkt vätskeskydd · in- och utsida av cellulosa · Skumgummiremsa för imskydd · Lila mönster · Knytband					
 NONE27410	99.4	36.92	21	Typ IIR	25/ask, 100/förp.
Vätskeresistent operationsmunskydd med visir Inside av termobondad polypropen utsida av spritsbondad polypropen · Skumgummiremsa för imskydd · Lila · Knytband					
 NONE27710	99.9	35.1	21	Typ IIR	25/ask, 100/förp.
Vätskeresistent operationsmunskydd med visir In- och utsida av cellulosa · Skumgummiremsa för imskydd · Lila mönster · Knytband					

Vätskeresistenta undersökningsmunskydd

Artikelnummer	Bakteriell filtrerings- effektivitet (%)	Differentialtryck (Pa/cm ²)	Stänkmotstånd (kPa)	EN14683 Typ:	Förpackning
 BFE-245	99.8	49.6	16	Typ IIR	50/ask, 2000/förp.
In- och utsida av spritsbondad polypropene, lila, med öronband					
 BFE-240	99.8	49.6	16	Typ IIR	50/ask, 2000/förp.
Idealiskt för användare med känslig hy In- och utsida av spritsbondad polypropen · vitt · öronband					
 NONE27412EL	99.4	36.92	21	Typ IIR	50/ask, 300/förp.
Vätskeresistent undersökningsmunskydd Insida av termobondad polypropen, utsida av spritsbondad polypropen · Skumgummiremsa för imskydd · Lila · öronband					
 NONE27410EL	99.4	36.92	21	Typ IIR	25/ask, 100/förp.
Vätskeresistent undersökningsmunskydd med visir Insida av termobondad polypropen, utsida av spritsbondad polypropen · utåt skumgummiremsa för imskydd · Lila · öronband					
 NONE27374	99.52	25.5	16	Typ IIR	50/ask, 300/förp.
Vätskeresistent undersökningsmunskydd Insida av termobondad polypropen, utsida av spritsbondad polypropen · blått · öronband					
 NONE27374P	99.5	34.3	16	Typ IIR	50/ask, 500/förp.
Vätskeresistent undersökningsmunskydd i barnstorlek Insida av termobondad polypropen, utsida av spritsbondad polypropen · blått · öronband					

Hållare för munskydd

Förpackning



NONFM122

12/förp.

Hållare för operationsmunskydd typ IIR. Tillverkade i klar plast.
Passar till artikelnummer: NONE27712, NONE27412, NONE27412EL, NONE27422













NONFM100





6/förp.

Hållare för operationsmunskydd typ IIR med visir. Tillverkade i klar plast. Passar till
artikelnummer: NONE27710, NONE27410, NONE27410EL

Operationsmunskydd

Artikelnummer	Bakteriell filtrerings-effektivitet (%)	Differentialtryck (Pa/cm ²)	Typ EN14683	Förpackning	
	NONE27377	98.9	21.04	Typ II	50/ask, 300/förp.
Operationsmunskydd Exceptionell andningsförmåga tack vare unikt designad insida · In- och utsida av spritsbondad polypropen · Blått · Knytband					
	NONE27376	99.7	24.71	Typ II	50/ask, 300/förp.
Operationsmunskydd Mjuk insida, idealiskt för långvariga ingrepp · In- och utsida av cellulosa · Blått · Knytband					
	NONE27402	99.2	18	Typ II	50/ask, 300/förp.
Operationsmunskydd Insida av cellulosa, utsida av spritsbondad polypropen · Blått · knytband					
	NONE27385	99.7	24.71	Typ II	50/ask, 300/förp.
Operationsmunskydd, idealiskt för användare med känslig hy Fritt från färgämnen för känslig hud · In- och utsida av cellulosa · Vitt · knytband					
	NONE27386	99.08	20.7	Typ II	50/ask, 300/förp.
Operationsmunskydd, idealiskt för användare med känslig hy Fritt från färgämnen för känslig hud · In- och utsida av spritsbondad polypropen · Vitt · Knytband					

Operationsmunskydd













	Artikelnummer	Bakteriell filtrerings-effektivitet (%)	Differentialtryck (Pa/cm ²)	Typ EN14683	Förpackning
	NONE27408	98.7	19.80	Typ II	50/ask, 300/förp.
Kirurgiskt munskydd med imskyddsremsa Mjuk insida, idealiskt för långa ingrepp · In- och utsida av cellulosa · skumgummiremsa för imskydd · blått · knytband					
	NONE27378A	99.7	24.71	Typ II	50/ask, 300/förp.
Kirurgiskt munskydd med tjock imskyddsremsa Mjuk insida, idealiskt för långa ingrepp · In- och utsida av cellulosa · tjock skumgummiremsa för imskydd · blått · knytband					
	NONEBUDDYTIE	99.7	21.57	Typ II	50/ask 300/förp.
Operationsmunskydd med barnmönster Buddy the Brave-mönster · Insida av termobondad polypropen utsida av spritsbondad polypropen · barnmönster · Knytband					

Hållare för munskydd



	Artikelnummer	Förpackning
	NONFM122	12/förp.
Hållare för operationsmunskydd typ II. Tillverkade i klar PETG-plast. Passar till artikelnummer: NONE27377, NONE27376, NONE27402, NONE27385, NONE27386, NONE27408, NONE27378A, NONEBUDDYTIE		

Undersökningsmunskydd

Artikelnummer	Bakteriell filtrerings-effektivitet (%)	Differentialtryck (Pa/cm ²)	Typ EN14683	Förpackning
 BFE-230	99.8	49.6	Typ II	50/ask, 2000/förp.
Idealiskt för användare med känslig hy In- och utsida av spritsbondad polypropen, vitt, öronband				
 BFE-231	99.8	49.6	Typ II	50/ask 2000/förp.
In- och utsida av spritsbondad polypropen, blått, öronband				
 NONE27378	99.6	25.3	Typ II	50/ask, 300/förp.
Undersökningsmunskydd Exceptionell andningsförmåga tack vare unikt designad insida · in- och utsida av spritsbondad polypropen · Blått · öronband				
 NONE27122	99.6	25.3	Typ II	50/ask 300/förp.
Undersökningsmunskydd In- och utsida av spritsbondad polypropen · Gult · öronband				
 NONE27375	98.4	17.45	Typ II	50/ask, 300/förp.
Undersökningsmunskydd Mjuk yta mot ansiktet idealiskt för långvariga undersökningar · Insida av cellulosa, utsida av spritsbondad polypropen · blått · öronband · nässkena i plast				
 NONEBUDDYP	99.7	21.57	Typ II	50/ask, 500/förp.
Undersökningsmunskydd i barnstorlek Buddy the Brave-mönster · Insida av termobondad polypropen, utsida av spritsbondad polypropen · barnmönster · öronband				

Hållare för munskydd

Förpackning

NONFM121

12/förp.









Hållare för undersökningsmunskydd typ II. Tillverkade i klar PETG plast. Passar till artikelnummer: NONE27378, NONE27122, NONE27375

Andningsskydd

Artikelnummer	Totalt invändigt läckage (%)	Natriumklorid test 95 l/min., % max.	Paraffinolja test 95 l/min., % max.	EN149 typ + A1:2009	Förpackning
 1120	0.85	0.47	1.61	FFP2	25/ask, 100/förp.
Anknäbb · in- och utsida av 100% polypropen · dubbla resårband av polypropen/elastan · vitt · enkelpackat					
 2120L	1.95	0.4	0.57	FFP2	25/ask, 200/förp.
Tredelad vikbar design · in- och utsida av 100% polypropen · dubbla resårband av polypropen/elastan · vitt · enkelpackat					
 NONE24508	3.137	0.97	1.755	FFP2	20/ask, 240/förp.
FFP2-andningsskydd, anknäbb In- och utsida av polypropen och polyester · Dubbla resårband runt huvudet · Vitt					
 NONE24509	2.68	0.724	3.36	FFP2	20/ask, 240/förp.
FFP2- andningsskydd skålformat In- och utsida av polypropen och polyester · Dubbla resårband runt huvudet · Vitt					
 RFP2FV	3.14	1.29	2.34	FFP2	10/ask, 120/förp.
FFP2 andningsskydd med ventil Anknäbb · in- och utsida av polypropen och polyester · utandningsventil, dubbla elastiska band runt huvudet, vitt					
 2130	1.95	0.4	0.57	FFP3	25/ask, 200/förp.
In- och utsida av 100% polypropene, dubbla huvudband i polypropen/elastan, vitt, tredelad vikbar design, enkelpackat					
 AJ-02	1.7	0.8	0.2	FFP3	25/ask, 500/förp.
In- och utsida av polypropen, imskydd i silikon, dubbla resårband, vitt, vikt vertikalt och enkelpackat, med justerbara huvudband					
 NONE24510VF	0.158	0.18	0.1	FFP3	10/ask, 120/förp.
FFP3 Andningsskydd med ventil Anknäbb · in- och utsida av polypropen och polyester · utandningsventil, dubbla elastiska band runt huvudet, vitt					

Ögonskydd

	Artikelnummer	Förpackning
	NONELENS	100/ask, 400/förp.
	Engångslins för användning tillsammans med NONEFRAME, optiskt klar polyester · latexfri	
	NONEFRAME	50/påse, 100/förp.
	Återanvändningsbar polypropenbåge för användning tillsammans med NONELENS · finns i flera färger · latexfri	
	INTEEFAMEP	50/påse, 100/förp.
	Återanvändningsbar polypropenbåge för användning tillsammans med NONELENS · finns i rosa · latexfri	
	250-13-0020-EN	12/ask, 144/förp.
	Återanvändbara skyddsglasögon med imskyddsbehandling · enkelt polykarbonatglas med vidvinkel · gjuten näsbåge för komfort · latexfri	
	250-99-0920-EN	12/ask, 144/förp.
	Återanvändbara EN166 skyddsglasögon med imskyddsbehandling · enkelt polykarbonatglas med vidvinkel · gjuten näsbåge för komfort · kan användas med eller utan glasögon · latexfri	
	NONEFS500	96/ask, 96/förp.
	Engångsvisir, EN166 PPE kategori II, i full längd med elastiskt huvudband med skum och imskyddsbehandling · stänk- och sprutskydd · kan bäras med eller utan glasögon · latexfritt band · längd: 22 cm	

Tillverkat
i Europa


Medline erbjuder ett omfattande sortiment av skyddskläder för patienter och vårdpersonal, se vår broschyr om skyddskläder för mer information.

Protective Apparel

Enhance safety and protection



Reduce cross-contamination and protect your staff.



För mer information om våra produkter kan du kontakta er återförsäljare eller besöka vår webbplats på: www.medline.eu/uk



Distribuerad av:

Mediplast AB
Bronsåldersgatan 2
SE-213 76 Malmö
Sverige
Tel 040 671 23 00

info.se@mediplast.com
www.mediplast.com

FOLLOW US  

MEDI PLAST

Andningskydd klassificeras som personlig skyddsutrustning kategori III.
Skyddglasögon klassificeras som personlig skyddsutrustning kategori II.
Engångs ansiktsskydd NONEF500 är klassificerat som personlig skyddsutrustning kategori II.

Referenserna BFE-240, BFE-245, BFE-230 och BFE-231 är icke-sterila medicintekniska produkter av klass I avsedda att användas av sjukvårdspersonal. Läs bruksanvisningen och beakta de försiktighetsåtgärder som finns på respektive produktetikett före användning.

 **INSPIRE**
Imp Héléne Boucher, ZA Les Béluzes
42720 Pouilly/s Charlieu Frankrike



Vätskeresistenta munskydd, operationsmunskydd och undersökningsmunskydd – är medicinska icke-sterila produkter klass I, avsedda att användas av sjukvårdspersonal. Läs bruksanvisningen och beakta de försiktighetsåtgärder som finns på respektive produktetikett före användning.

 **Medline International France SAS**
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrike



Översättningen av detta dokument är gjort av Medioplast AB. För tillgång till den av Medline verifierade engelska versionen – kontakta er distributör.

Vi förbehåller oss rätten att rätta eventuella fel som kan förekomma i denna broschyr.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline är ett registrerat varumärke som tillhör Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. Lit954_SV 12/2023.