

Spike

- Forenkler forberedelse og gentagen udtrækning fra ampuller
- Minimerer risikoen for spild
- Findes med eller uden nålefri tilslutning
- Hydrofobisk bakteriefilter 0,1µm
- Farvekodet, tætsluttende hætte til identificering og beskyttelse, der nemt lukker og åbner med et enhåndsgreb
- Ergonomisk design

RoweSpike II

Varenr.	Beskrivelse	Hydrofobisk filter			Æske/Trsp.karton
A-6425	RoweSpike II		Grøn	PVC-fri	100*/300
60A6426	RoweSpike II	5 µm	Blå	PVC-fri	100/300*
60A6427	MediSpike Chemo	5 µm, chemo	Rød	PVC-fri	50*/1000



RoweSpike II SV

Varenr.	Beskrivelse	Hydrofobisk filter			Æske/Trsp.karton
A-6445	RoweSpike II SV med nålefri ventil		Grøn	PVC-fri	100/300*
A-6448	RoweSpike II SV med nålefri ventil	5 µm	Blå	PVC-fri	100/300*
A-6442	RoweSpike II SV med nålefri ventil	5 µm, chemo	Rød	PVC-fri	50/150*



Materiale: Hydrofobisk ventilation/bakteriefilter: PTFE Hydrofobisk partikelfilter: PET Spids greb hvid: ABS	Spids/greb gennemsigtig: MABS Nålefri ventil: PC, Silikone Beskyttelseshætte: PP PVC-, DEHP- og Latex-fri	Sterilisering: EO Engangsbrug, steril 1 stk. i peel-pack * = minimum bestilling
---	--	---