



optiLube^{active}™

actively enhancing patient wellbeing

steril glidgel med 2% Lidocain för lokalbedövning

OptiLube Active™ är en steril, smörjande glidgel som även innehåller 2% Lidocain för lokal anestesi. Gelen finns förpackad i förfyllda sprutor i två storlekar: 6 ml eller 11 ml.

OptiLube Active är en vattenbaserad, fettfri gel som är lätt att applicera utan att klibba. Används vid införande av kateter där Lidocain ger en lokal anestesi i urinröret inom 3-5 minuter. Glideffekten gör att slemhinnan skyddas. OptiLube Active kan även användas då en skyddande och bedövande hinna underlättar för att instrument skall föras in i kroppen.



6 ml för kvinnor



11 ml för män

Sprutan är helt Latexfri och har tydlig gradering

Sprutan är förpackad i en blisterpack som är lätt att öppna med bibehållen sterilitet samt skyddar den förfyllda sprutan.

Tillverkningsdatum, utgångsdatum och LOT-nummer finns tydligt tryckt på varje individuell spruta

Sprutan är användarvänlig och utformad för ett enkelt handhavande.

Art.nr	Beskrivning	Avd.frp	Trsp. frp
60101160	OptiLube Active, steril i förfylld spruta 6 ml	10	200
60101161	OptiLube Active, steril i förfylld spruta 11 ml	10	200



Innehåll: (per 100 g)

Hydroxyethylcellulose	Propylene Glycol
Purified Water	68.00g
Chlorhexidine Gluconate - 20% concentrated	0.250g
Methyl Hydroxybenzoate	0.060g
Propyl Hydroxybenzoate	0.025g
Lidocaine Hydrochloride	2.000g



optimummedical®

Återförsäljare:

MEDI PLAST

Medioplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
T 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com