

FLOW-SAFE II+® BILEVEL ENGANGS CPAP-SYSTEM

- Flow-Safe II+® er det eneste tilgængelige BiLevel CPAP-engangssystem med integreret manometer til kontrol af tryk.
- Det lette engangsudstyr muliggør nem opsætning af CPAP- og/eller BiLevel-terapi, f.eks. under transport.
- Ideel til situationer, hvor backup BiLevel CPAP-udstyr er knapt eller utilgængeligt.



Flow-Safe II EZ® CPAP-sæt

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Æske/Trsp.karton
1057400	Flow-Safe II+® BiLevel CPAP, sæt, large maske, manometer, overtryksventil, hårnet	Large	5/1
1057401	Flow-Safe II+® BiLevel CPAP, sæt, small maske, manometer, overtryksventil, hårnet	Small	5/1
1057402	Flow-Safe II+® BiLevel CPAP, sæt, barne maske, manometer, overtryksventil, hårnet	Barn	5/1
1057403	Flow-Safe II+® BiLevel CPAP, sæt, uden maske, manometer, overtryksventil		5/1

Mercury Medical®