

Uppdragningskanyl / Spike

- Förenklar beredning och uppdragning av läkemedel ur ampull
- Minimerar risken för spill
- Finns tillgängligt med eller utan injektionsmembran
- Hydrofob ventilations/bakteriefilter 0,1µm
- Färgkodat, tätslutande snäpplock för identifiering och skydd som enkelt stängs och öppnas med enhandsfattning
- Ergonomisk design

RoweSpike II

Art nr.	Beskrivning	Hydrofilt partikelfilter			Avd./Trpt.fp
A-6425	RoweSpike II		Grön	PVC-fri	100*/300
60A6426	RoweSpike II	5 µm	Blå	PVC-fri	100/300*
60A6427	MediSpike Chemo	5 µm, chemo	Röd	PVC-fri	50*/1000



RoweSpike II SV

Art nr.	Beskrivning	Hydrofilt partikelfilter			Avd./Trpt.fp
A-6445	RoweSpike II SV med injektionsmembran		Grön	PVC-fri	100/300*
A-6448	RoweSpike II SV med injektionsmembran	5 µm	Blå	PVC-fri	100/300*
A-6442	RoweSpike II SV med injektionsmembran	5 µm, chemo	Röd	PVC-fri	50/150*



Material:
 Hydrofobiskt bakteriefilter: PTFE
 Hydrofilt partikelfilter: PET
 Spike vit: ABS

Spike transparent: MABS
 Injektionsmembran: PC, silicone
 Skyddspropp: PP
 PVC, DEHP och Latex fri

Sterilisering: EO
 Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel pack
 * = minsta kvantitet/beställning