

# KontiBa<sup>®</sup> SOFT

För kontinent stomi



**KontiBa<sup>®</sup>** bandage för dig som irrigerar eller har en kontinent stomi. Materialet är ett luft- och lukttätt plastlaminat som innehåller en mjuk superabsorbent.

Utsidan av bandaget är täckt av mjuk non-woven och på baksidan finns en hudvänlig, extra tunn och följsam hydrokolloid.

KontiBa<sup>®</sup> finns i tre storlekar med olika absorptionsförmåga. Välj storlek beroende på stomins storlek och sekretion.

Art.nr.	KontiBa <sup>®</sup>	Absorbtion
274720	MINI, Ø 60 mm, hålstorlek 20 mm	5 ml
274811	MIDI, Ø 70 mm, hålstorlek 25 mm	10 ml
287748	MAXI, Ø 85 mm, hålstorlek 30 mm	40 ml

50 stycken i varje förpackning