


Imukatetrit PVC:tön yksittäispakattu



- Värikoodattu oikean koon tunnistamiseksi EN ISO 8836:2019 imukatetrien standardin mukaisesti
- Katetrin pituus, sisältää liittimen (4 cm): suora – 25 cm, 40 cm, 53 cm, tai coudé (taivutettu) - 53 cm
- Kertakäyttöinen. Sterilointimenetelmä: EO. Käyttöikä: 5 vuotta
- Materiaali: TPE



Os.pakkaus = pienin toim.erä



PVC:tön, yksittäispakattu	Koko / Ch	Väri	Os./Kulj.pakkaus
Imukatetri suora, 25 cm			
608806251	06	vaal.vihreä	100/600
608808251	08	vaal.sininen	100/600
608810251	10	musta	100/600
608812251	12	valkoinen	100/600
608814251	14	vihreä	100/600
Imukatetri suora, 40 cm			
608806401	06	vaal.vihreä	100/600
608808401	08	vaal.sininen	100/600
608810401	10	musta	100/600
608812401	12	valkoinen	100/600
608814401	14	vihreä	100/600
608816401	16	oranssi	100/600
Imukatetri suora, 53 cm			
608806531	06	vaal.vihreä	100/600
608808531	08	vaal.sininen	100/600
608810531	10	musta	100/600
608812531	12	valkoinen	100/600
608814531	14	vihreä	100/600
608816531	16	oranssi	100/600
Imukatetri, Coudé, 53 cm			
608708531	08	vaal.sininen	100/600
608710531	10	musta	100/600
608712531	12	valkoinen	100/600
608714531	14	vihreä	100/600
608716531	16	oranssi	100/600



Os.pakkaus = pienin toim.erä

