



Muovi-imu

- Muovi-imukärki pehmeästi pyöristetyllä kärjellä
- Suora kartioliitanta Mediplast-imuletkuun
- Löytyy kerran ja kaksi kertaa taivutettuna versiona
- Steriilisti yksittäispakattu tai 'Big-pack' BP (2 x 40 pakkaus)
- Sterilointimenetelmä: EO
- Materiaali: PVC/PP)

| Tuotenro | mm | Väri | Pakkauskoko | Kpl/pakk |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| Kaksi kertaa taivutettu | | | | |
| 6066101627 | 2,0 x 160 | vihreä | 40/600 | 1 |
| 6066101635 | 3,0 x 160 | sininen | 40/600 | 1 |
| 6066101643 | 4,0 x 160 | valkoinen | 40/600 | 1 |
| Kerran taivutettu | | | | |
| 6066100627 | 2,0 x 160 | vihreä | 40/600 | 1 |
| 6066100635 | 3,0 x 160 | sininen | 40/600 | 1 |
| 6066100635BP | 3,0 x 160 | sininen | 80/1200 | 40 |
| 6066100643 | 4,0 x 160 | valkoinen | 40/600 | 1 |
| 6066100643BP | 4,0 x 160 | valkoinen | 80/1200 | 40 |
| Lyhyet | | | | |
| 6066101023 | 2,0 x 100 | vihreä | 40/600 | 1 |
| 6066101023BP | 2,0 x 100 | vihreä | 80/1200 | 40 |

Os.pakk = pienin toimituserä



Valmistaja: Mediplast AB / www.mediplast.com