


Ugo henger for urinposer



Holdbar og sikker Ugo henger i et design som kan tilpasses. Krokene kan snus og sikkert festes på sengekanten, rullestolen eller en stolarm. Ugo henger kan brukes hjemme, i institusjoner eller på sykehus.

- Ugo henger er i PE (polyetylen)
- Kan tørkes av med et etanolbasert desinfiseringsmiddel
- Kan brukes for urinposer inntil 2 l

Art.nr.	Beskrivelse	Avd.fp	Trpt.fp
60103013	Ugo henger, 165 x 80 mm	20	200

Avd.fp = min.kvant/best



Forpakning: Gjenvinnbar, ikke-klorbehandlet kartong

