


## Metallsug med transparent handtag typ Bronkoskopi

- Bronkoskopi- och Esofagoskopisugar för vuxna och barn
- För rak/stel skopi
- Engångssugar i olika längder
- Handtag med sugkontroll
- Sterilt 1-st-fp i peel-pack
- Sterilisering: EO
- Framtagna tillsammans med läkare från kliniker i Skandinavien
- Medicinskt rostfritt stål, handtag av PMMA (plexiglas)


Tillverkare: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trpt. fp
Med sugkontroll		
6061616270	2,0 x 270 mm – Black Tip med sidohål	10/90
6061616232VC	2,0 x 300 mm	10/90
6061616233VC	3,0 x 300 mm	10/90
6061616234VC	4,0 x 300 mm	10/90
6061616242VC	2,0 x 400 mm	10/120
6061616243VC	3,0 x 400 mm	10/120
6061616244VC	4,0 x 400 mm	10/120
6061616252VC	2,0 x 500 mm	10/120
6061616253VC	3,0 x 500 mm	10/120
6061616254VC	4,0 x 500 mm	10/120
6061616262VC	2,0 x 550 mm	10/120
6061616263VC	3,0 x 550 mm	10/120
6061616264VC	4,0 x 550 mm	10/120

Avd. fp. = minsta kvantitet / beställning



6061616270



Tillverkare: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)