


SILVER GRAFT

Axillo Bi Femoral Profylaktiskt långtidsskydd mot graftinfektioner:

<

- Axillo-Bi-Femoral graft silver
- Reducerar adhesion av bakterier
- Skyddar mot mikroorganismer
- Långtidsskydd mot graftinfektioner
- Utmärkt biokompatibilitet
- 90 cm längd
- 8 mm diameter



Axillo Bi Femoral Silver Graft

Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp
1108080	Axillo Bi Femoral - 8 mm x 90 x 60 cm	1/1