



ENTERAL NUTRITION

på ett säkert sätt



NUTRICAIR™ ENTERAL *med* ENFit®



Felkopplade slangar: ett globalt problem inom sjukvården

ALLVARLIGA OCH UNDERRAPPORTERADE^(1,2,4)

Kan leda till allvarliga incidenter som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall⁽⁴⁾.

HUVUDSAKLIG BIDRAGANDE FAKTOR: FYSISK KOMPATIBILITET⁽³⁾

- » Kompatibla slangar mellan ej relaterade tillförselsystem⁽⁴⁾,
- » Luer-anslutningar i en rad olika icke-IV-enheter, som möjliggör oavsiktliga anslutningar mellan olika system som har olika funktioner^(1,2,3).

REKOMMENDATIONER FRÅN KLINISKA NUTRITIONSEXPERTER


- » Specifik och dedikerad enteral anslutning^(2,3,5),
- » Unik enteral anslutning för alla patienter: spädbarn, för tidigt födda, vuxna^(5,7)
- » Ej inbördes anslutningsbar och reverserad anslutning⁽⁶⁾.

Nutricair™ ett komplett enteralt sortiment, från förberedelse till administrering

Nutricair™ Enteral uppfyller kriterierna för säkra och ej inbördes anslutningsbara anslutningar från ISO 80369-1 och ISO 80369-3 standarder.

Unika utformningar av enterala anslutningar, ej kompatibla med andra ickeenterala anslutningar^{*(2,4)}.

Fast material, vilket undviker vridning och forcering^(2,4,8).



Skruv- och reverserat system: hankoppling mot patient, honkoppling mot nutrition eller läkemedel^(2,6,9).

* Standardiserade anslutningar beskrivs i ISO 80369-1 serien

SUMMERING

NUTRICAIR™
ENTERAL *med* **ENFit®**

Cair LGL:s nya svar för
att förbättra och göra
sjukvårdsrutiner säkrare

01

NUTRICAIR™ ENTERALA NUTRITIONSSONDER



Nutricair™ Enterala nutritionssonder - Neonatologi/Pediatrik

Nutricair™ Enteral nasogastrisk nutritionssond i PVC

Nutricair™ Enteral nasogastrisk nutritionssond i PU

Nutricair™ Enterala nutritionssonder - Vuxen

Nutricair™ Enteral nasogastrisk nutritionssond

Nutricair™ Enteral nasogastrisk nutritionssond med ledare

Nutricair™ Enteral nasogastrisk nutritionssond med vikt

Nutricair™ Enteral nasoduodenal nutritionssond med vikt och ledare

Nutricair™ Enteral nasojejunal nutritionssond med vikt och ledare

02

NUTRICAIR™ ENTERALA SPRUTOR



Nutricair™ Enteral spruta

Nutricair™ Enteral spruta med kork

Nutricair™ Enteral spruta med skruvkork

Nutricair™ Enterala sprutset

03

NUTRICAIR™ ENTERALA TILLBEHÖR



Nutricair™ Enterala uppdragningsrör för medicinering, mjölk och andra enterala lösningar

Nutricair™ Enterala flaskkorkar för läkemedel

Nutricair™ Enteral ENFit kork för matningssond

Nutricair™ Enterala övergångsadaptrar för enteral nutrition

Nutricair™ Enterala adaptrar för enteral nutrition

Nutricair™ Enteral förlängningsslang

Nutricair™ Enteral 3-vägskran

Nutricair™ Enteral Y-portadapter


Nutricair™ Enterala aggregat för näring och vätska

1

NUTRICAIR™
ENTERALA
NUTRITIONS-
SONDER

NUTRITIONSSONDER

Nutritionssonder anpassade för varje patients behov



ENKLA ATT KÄNNA IGEN OCH IDENTIFIERA

En specifik CAIR LGL design,

En färgkod för varje French-storlek,

French-storlekarna är tydligt markerade på sondaerna.

EN ICKE-TRAUMATISK ANSLUTNING

Mjuka kurvor och rundad design, som är anpassad till såväl patienternas som sjukvårdspersonalens behov.

ERGONOMISK KOPPLING FÖR OPTIMERAD HANTERING

En design med greppzoner som underlättar på- och avskruvning,



En lämplig form och storlek, som uppfyller ISO-kraven.



NUTRICAIR™ ENTERALA NUTRITIONSSONDER

Neonatologi / Pediatrik
i PU eller i PVC

Nutricair™ Enterala sonder finns i polyvinylklorid (PVC) eller polyuretan (PU). De är transperanta med röntgentät kant, centimeter markering, atraumatisk stängd distal spets, 2 laterala distala öppningar, ENFit hankontakt med skruvkork och färgad enligt French storlek.



Nutricair™ Enterala nasogastriska nutritionssonder i PVC


Artikelnr.	Ch/Fr	Kork, färgkodat fäste	Längd (cm)	Avd.frp.	Trsp.fp.
NCE04P	4	Lila	40	40	640
NCE104P			125		
NCE05P			50		
NCE105P	5	Ljusgrå	125		
NCE06P			50		
NCE106P			125		
NCE08P	8	Blå	50		
NCE108P			125		
NCE10P			50		
NCE110P	10	Mörkgrå	125		

Nutricair™ Enterala nasogastriska nutritionssonder i PU

Artikelnr.	Ch/Fr	Kork, färgkodat fäste	Längd (cm)	Avd.frp.	Trsp.fp.
NCE04PU	4	Lila	40	40	640
NCE104PU			125		
NCE05PU			50		
NCE105PU	5	Ljusgrå	125		
NCE06PU			50		
NCE106PU			125		
NCE306PU	6	Ljusgrön	110		
NCE08PU			50		
NCE108PU			125		
NCE308PU	8	Blå	110		
NCE10PU			50		
NCE110PU			125		
NCE310PU	10	Mörkgrå	110		
NCE312PU			110		

NUTRICAIR™ ENTERALA NUTRITIONSSONDER Vuxna - i PU

Nutricair™ enterala nutritionssonder i polyuretan (PU) är transparenta med röntgentät kant, centimeter markering och numerisk markering var 5:e cm (från 20 till 100 cm), atraumatisk stängd distal spets, 4 laterala distala öppningar, ENFit hankontakt med skrukork och färgad per French storlek.




Nutricair™ Enterala nasogastriska nutritionssonder

Artikelnr.	Ch/Fr	Kork, färg-kodat fäste	Längd (cm)	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE106AU	6	Ljusgrön	110	20	320
NCE506AU			130		
NCE108AU	8	Blå	110		
NCE508AU			130		
NCE110AU	10	Mörkgrå	110		
NCE510AU			130		
NCE112AU	12	Vit	110		
NCE512AU			130		
NCE114AU	14	Mörkgrön	110		
NCE514AU			130		
NCE116AU	16	Orange	110		
NCE516AU			130		
NCE118AU	18	Röd	110		
NCE518AU			130		
NCE120AU	20	Gul	110		
NCE520AU			130		

Nutricair™ Enterala nasogastriska nutritionssonder med ledare

Artikelnr.	Ch/Fr	Kork, färg-kodat fäste	Längd (cm)	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE106G	6	Ljusgrön	110	20	320
NCE506G			130		
NCE108G	8	Blå	110		
NCE508G			130		
NCE110G	10	Mörkgrå	110		
NCE510G			130		
NCE112G	12	Vit	110		
NCE512G			130		
NCE114G	14	Mörkgrön	110		
NCE514G			130		
NCE116G	16	Orange	110		
NCE516G			130		



Nutricair™ Enterala nasoduodenala nutritionsonder med vikt

Artikelnr.	Ch/Fr	Kork, färgkodat fäste	Längd (cm)	Vikt (g)	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE206AU	6	Ljusgrön	110	1.1	20	320
NCE208AU	8	Blå		1.7		
NCE210AU	10	Mörkgrå		2.8		
NCE212AU	12	Vit		4.0		
NCE214AU	14	Mörkgrön				

Nutricair™ Enterala nasoduodenala nutritionsonder med vikt och ledare

Artikelnr	Ch/Fr	Kork, färgkodat fäste	Längd (cm)	Vikt (g)	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE206G	6	Ljusgrön	110	1.1	20	320
NCE208G	8	Blå		1.7		
NCE210G	10	Mörkgrå		2.8		
NCE212G	12	Vit		4.0		
NCE214G	14	Mörkgrön				

Nutricair™ Enterala nasojejunala nutritionsonder med vikt och ledare

Artikelnr	Ch/Fr	Kork, färgkodat fäste	Längd (cm)	Vikt (g)	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE306G	6	Ljusgrön	130	2.8	20	320
NCE308G	8	Blå		4		
NCE310G	10	Mörkgrå		4.8		
NCE312G	12	Vit				
NCE314G	14	Mörkgrön				

2

NUTRICAIR™
ENTERALA
SPRUTOR

SPRUTOR

Sprutor från 1 ml till 50 ml för enteral medicinering, spolning, gastrisk residual, bröstmjölk eller enteral näringsadministrering genom gravitation, bolus eller sprutpump.

1 ml och 2,5 ml low dose tip spruta, 5 ml spruta

Sprutor på 10 ml, 20 ml och 50 ml

Med centrerad
ENFit-spets
Dubbel markering
(5 ml endast)

Med excentrisk
ENFit-spets
och dubbel
markering för
positionering
av sprutpump



Sprutset och tillbehör
för daglig enterala
näringslösningar



Sprutkork

NUTRICAIR™ ENTERALA SPRUTOR

Nutricair™ Enteral sprutor är transparenta, med dubbel gradering för 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml volym, ENFit hon koppling och ENFit lågdos spets för 1 ml och 2,5 ml sprutor.




Nutricair™ Enterala sprutor

Artikelnr.	Volym (ml)	Spetsposition	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE01-V2SE	1	Low Dose Tip, centrisk centrisk	100	1600
NCE02SE	2.5		50	800
NCE05SE	5			
NCE10SE	10	eccentrisk		400
NCE20SE	20			200
NCE50SE	50			

Nutricair™ Enterala sprutor multipel

Artikelnr.	Volym (ml)	Spetsposition	Blister antal	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE01MSE	1	Low Dose Tip, centrisk centrisk	25	50	800
NCE02MSE	2.5				
NCE05MSE	5				
NCE10MSE	10	eccentrisk			
NCE20MSE	20				
NCE50MSE	50			15	30

Nutricair™ Enterala sprutor med korkar



NCE10SEC

Artikelnr.	Volym (ml)	Spetsposition	Kork	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE01SEC	1	Low Dose Tip, centrisk centrisk	1	50	800
NCE02SEC	2.5				
NCE05SEC	5				
NCE10SEC	10	eccentrisk			400
NCE20SEC	20				
NCE50SEC	50			200	



NCE221C



NCE152C

Nutricair™ Enterala sprutlock

Artikelnr.	Beskrivning	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE221C	Tryck på kork till ENFit hon spets x 1 enhet	200	3200
NCE228C	Tryck på kork till ENFit hon spets x 8 enheter	480	7680
NCE152C	Propp till 20 och 50 ml ENFit sprutcylinder, med hydrofob filter	100	800

MD klass: IIa, CE0459. Vänligen läs bruksanvisningen.

NUTRICAIR™ ENTERALA SPRUTOR

Nutricair™ Enterala sprutset

Sprutor och tillbehör för enteral medicinering och matningsförberedelser.



NCE2208P8SEK

Artikelnr.	Volym (ml)	Enhet	Antal förlängnings-set	Storlek förlängnings-set	Avd. fp.	Trsp. fp.
Set om 1 (spruta och kork)						
NCE5000SEK	50	-	1	L = 150 cm ; Ø 1.6 mm	50	200
Set om 6 (spruta och kork)						
NCE2206P6SEK	20	L = 20 cm ; Ø 2.5 mm	6	L = 150 cm ; Ø 1.35 mm	8	-
NCE5206SEK	50	L = 25 cm ; Ø 2.15 mm	-	-	4	16
NCE52066SEK		6	L = 150 cm ; Ø 1.6 mm	7	-	
NCE5206P6SEK			L = 20 cm ; Ø 2.5 mm			L = 150 cm ; Ø 1.35 mm
Set om 8 (spruta och kork)						
NCE05158SEK	5	L = 15 cm ; Ø 2.15 mm	-	-	15	60
NCE1208SEK	10	L = 20 ; Ø 2.5 mm	-		4	16
NCE2208SEK	20	L = 25 cm ; Ø 2.15 mm L = 25 cm ; Ø 4.5 mm	-		8	-
NCE2208P8SEK	50	L = 20 cm ; Ø 2.5 mm	8	L = 150 cm ; Ø 1.35 mm	8	-
NCE5008SEK		-	-	-	4	16
NCE5208SEK		L = 25 cm ; Ø 2.15 mm L = 25 cm ; Ø 4.5 mm	-	-		
NCE5208P8SEK		L = 20 cm ; Ø 2.5 mm	8	L = 150 cm ; Ø 1.35 mm		

Artikelnr.	Beskrivning	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE000SEK	Nutricair™ Enteralkit (tom)	4	16



Kontakta din CAIR LGL-säljare för en specifik set.

3

NUTRICAIR™
ENTERALA
TILLBEHÖR

Nutricair™ Enteral - tryggar matningsrutinerna för alla dina patienter

» ENFit™ uppdragningsenhet för mjölk eller läkemedel, för optimala hygien- och doseringsrutiner



Flasklock



Uppdragningsrör

» ENFit™ tillbehör för specifika patientbehov



Förlängningsset



Y-portsanslutningar



3-vägskran



Nutricair™ Enterala uppdragningsrör för medicinering, mjölk och andra enterala lösningar

Artikelnr.	Längd (cm)	Innnerdiameter (mm)	Avd. fp.	Trsp. fp.
PE/PVC Nutricair™ Enterala uppdragningsrör				
NCE05S	5	0.8	150	2400
NCE10S	10			1200
NCE23S	20	2.5	100	800
NCE30S	30			
PVC Nutricair™ Enterala uppdragningsrör				
NCE05SO	5	1.4	150	2400
NCE15S	15	2.15	150	1200
NCE020S	20		100	800
NCE20S	25			
NCE25S		4.5		
NCE30SO	30	1.4	100	800

MD klass: IIa, CE0459. Vänligen läs bruksanvisningen.

Nutricair™ Enterala Flaskkorkar för läkemedel



Artikelnr.	Beskrivning	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE20C	Nutricair™ flaskkork för enteral nutrition med ENFit för Ø 20 mm behållare	40	640
NCE100C	Nutricair™ flaskkork för enteral nutrition med ENFit för Ø 10-24.5 mm behållare	100	1200
NCE302C	Nutricair™ skruvkork för enteral nutrition med ENFit för Ø 28 mm behållare	50	800

MD klass: IIa, CE0459. Vänligen läs bruksanvisningen.

Nutricair™ Enteral ENFit kork för matningssond



Artikelnr.	Beskrivning	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE301C	ENFit kork för matningssond x 1 enhet	200	3200

MD klass: IIa, CE0459. Vänligen läs bruksanvisningen.

Nutricair™ Enterala övergångsadaptrar för enteral nutrition



Artikelnr.	Beskrivning	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE100A	Mjuk kon med lock - ENFit-hona	150	2400
NCE101A	Mjuk vid kon med lock - ENFit-hona	100	1200
NCE104A	ENFit-hane - trappformad koppling		1600
NCE105A	ENFit-hane - lång trappformad koppling		800

MD klass: IIa, CE0459. Vänligen läs bruksanvisningen.

Nutricair™ Enteral adapter för enteral behållare



NCE200A



NCT514A



NCE400C

Artikelnr.	Beskrivning	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE200A	Skruvkork för vätskebehållare med ENPlus kryssport	25	400
NCT514A	Kork för vätskebehållare med ENPlus kryssport	100	-
NCE400C	Kork med ENFit port till enterala behållare		

Nutricair™ Enterala förlängningsslangar

ENFit hane / ENFit hona



NCE1115E



NCE1215E

Artikelnr.	Längd (cm)	Innerdiameter (mm)	Avd. fp.	Trsp. fp.
PE/PVC Nutricair™ Enteral förlängningsslang				
NCE1115E	150	1.35	50	400
PVC Nutricair™ Enterala förlängningsslangar				
NCE1210E	100	1.6	50	400
NCE1215E	150		50	
NCE1315E	400	2.8	25	120
NCE1340E			15	

Nutricair™ Enteral 3-vägskran



NCE300R

Artikelnr.	Beskrivning	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE300R	3-vägs: 2 ENFit-hanar, 1 ENFit-hona	50	800

Nutricair™ Enterala Y-portadapters



NCE100Y

Artikelnr.	Beskrivning	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE100Y	2 ENFit-hanar och 1 ENFit-hona	100	1600
NCE102Y	1 ENFit-hane, 1 konformad och 1 trappformad koppling	50	800

Nutricair™ Enterala vätske- och nutritionsaggregat



Gravitationsaggregat

Gravitationsaggregat med ENPlus krysskoppling för ENPlus enterala näringsbehållare med ENFit distal hon koppling

Artikelnr.	Beskrivning	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE9011N	med ENPlus + ENFit han medicinport + distal ENFit hon koppling	60	240
NCE9011YHN	Y-port med ENPlus och adapter för vätskeflaska + ENFit han medicin port + distal ENFit hon koppling	40	160
NCE9012H	till vätskebehållare	25	100
NCE9012N	med ENPlus + distal ENFit hon koppling	60	240

MD klass: IIa, CE0459. Vänligen läs bruksanvisningen.

Pump set

ENPlus krysskoppling till ENPlus enterala näringsbehållare med ENFit han koppling på medicinport och distal ENFit hon koppling

Artikelnr.	Pump	Beskrivning	Avd. fp.	Trsp. fp.
NCE4002N	Compat, NESTLE/NOVARTIS	ENPlus Y-koppling med ENFit medicinport	60	240
NCE6002N	Vial mini 1000/2000, FRESenius VIAL		40	160
NCE6002YHN			60	240
NCE7002N	P7000, NESTLE		40	160
NCE7002YHN			60	240
NCE7802N	Flocare 800, NUTRICIA			

MD klass: IIa, CE0459. Vänligen läs bruksanvisningen.

NUTRICAIR™

ENTERAL *med* ENFit®

Bibliography:

- 1• The Joint Commission, Managing risk during transition to new ISO tubing connector standards - Issue 53, August 20, 2014.
- 2• Advisor Live, New standards for medical tubing connectors: Are you ready? August 20, 2014.
- 3• Peggi Guenter, Rodney W. Hicks and Debora Simmons, Enteral Feeding Misconnections: An Update, Nutr Clin Pract 2009; 24; 325.
- 4• Peggi Guenter, New enteral connectors: raising awareness, Nutr Clin Pract Oct. 2014, Vol 29 Number 5, 612-614.
- 5• Rodney Hicks, Laura N. Provan, Preventing tubing misconnections: a practical view, Safes Practices in patient care, 2007.
- 6• ISO/TC 210/JWG 4 N 52, PG3 Summary Statement from ISO 80369-3 Clinical Group, Work Completed from June - August 2011.
- 7• ISO/TC 210/JWG 4 N 50, PG 3 report December 2011, ISO 80369 Joint Working Group 4 meeting, Swindon, UK December 13 - 15 2011. 8• NF EN ISO 80369-1 : 2018.
- 9• PR NF EN ISO 80369-3 : 2016/A1 : 2019.



CAIR LGL - HUVUDKONTOR

Parc Tertiaire de Bois Dieu 1 Allée des
Chevreuils 69380 Lissieu
France
Tel. +33 (0)4 78 43 77 44
Fax +33 (0)4 78 43 77 78
contact@cairlgl.fr

CAIR LGL - EXPORT

Parc Tertiaire de Bois Dieu 1 Allée des
Chevreuils 69 380 Lissieu
France
Tel. +33 (0)4 78 43 77 44
Fax +33 (0)4 78 43 77 09
export@cairlgl.fr

BELGIEN

Cair Belgium Sprl
Rue dès Rodje Cinse, 98 4102 SERAING
Belgium
Tel. +32 (0)4 379 31 39
info@cairbelgium.com

SPANIEN

Laboratorios CAIR España S.L.U C/
Eduardo Torroja,
22 Naves 19 y 20
Coslada 28823 (Madrid) España
Tel. +34 902 11 25 30
info@cairsl.com

ITALIEN

CAIR ITALIA
Via S. Benedetto N.45/C 35033
TEOLO (PD)
Italia
Tel. +39 049 99 03 426
info@cairitalia.it

Återförsäljare:

MEDI PLAST

Medioplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
T 020-78 80 35
info.se@mediplast.com
www.mediplast.com