

serres

Listen to the sound of silence!

Att hålla ljudnivån nere i operationsrummet är en viktig faktor för alla som arbetar där. Serres har utvecklat en enkel lösning som gör direkt och stor skillnad för arbetsmiljön.

Ventilen kopplas mellan vätskeuppsamlingspåsen och slangen som går till sugpåsen. Ventilen släpper enbart igenom vätska och ingen luft, vilket gör att det sörplande ofta störande ljudet helt elimineras.



Ventil för vätskeuppsamlingspåse

Art.nr.	Beskrivning	Förpackning
6004479	Ljuddämpande ventil	10/100

NYHET