


Imukatetrit

Suora, coudé (taivutettu)
ja imunsäätelijällä




- Värikoodattu oikean koon tunnistamiseksi EN ISO 8836:2019 imukatetrien standardin mukaisesti
- Coudé-letkun avulla helppoa suunnata katettrin pää oikeaan tai vasempaan bronchukseen
- Imukatetri imunsäätelijällä mahdollistaa atraumaattisen hengitysteiden imemisen
- Katettrin pituus suora, sisältää liittimen (4 cm) - 25 cm, 40 cm, 53 cm
- Katettrin pituus coudé (taivutettu), sisältää liittimen (4 cm) - 53 cm
- Imukatetri imunsäätelijällä, sisältää liittimen (6 cm) - pituudet 35 cm (mitta-asteikkolla) tai 53 cm (ilman mitta-asteikkoa)
- Kertakäyttöinen. Sterilointimenetelmä: EO. Käyttöikä: 5 vuotta
- Katetrit ovat joko PVC:töntä TPE-materiaalia, tai PVC:tä, jossa käytetty ATBC-pehmennä.

PVC:tön yksittäispakattu




PVC:tön yksittäispakattu repäisyarkki




PVC:tön yksittäispakattu	PVC:tön yksittäispakattu repäisyarkki	PVC ATBC yksittäispakattu repäisyarkki	Koko / Ch	Väri	Os./Kulj.pakkaus
Imukatetri suora, 25 cm					
	60880525	60130525-1	05	harmaa	100/600
608806251	60880625	60130625-1	06	vaal.vihreä	100/600
608808251	60880825	60130825-1	08	vaal.sininen	100/600
608810251	60881025	60131025-1	10	musta	100/600
608812251	60881225	60131225-1	12	valkoinen	100/600
608814251	60881425	60131425-1	14	vihreä	100/600
	60881625		16	oranssi	100/600
Imukatetri suora, 40 cm					
	60880540		05	harmaa	100/600
608806401	60880640	60130640-1	06	vaal.vihreä	100/600
608808401	60880840	60130840-1	08	vaal.sininen	100/600
608810401	60881040	60131040-1	10	musta	100/600
608812401	60881240	60131240-1	12	valkoinen	100/600
608814401	60881440	60131440-1	14	vihreä	100/600
608816401	60881640	60131640-1	16	oranssi	100/600
Imukatetri suora, 53 cm					
608806531	60880653	60130653-1	06	vaal.vihreä	100/600
608808531	60880853	60130853-1	08	vaal.sininen	100/600
608810531	60881053	60131053-1	10	musta	100/600
608812531	60881253	60131253-1	12	valkoinen	100/600
608814531	60881453	60131453-1	14	vihreä	100/600
608816531	60881653	60131653-1	16	oranssi	100/600
		60131853-1	18	punainen	100/600

Os.pakkaus = pienin toim.erä



PVC fri yksittäispakattu	PVC:tön yksittäispakattu repäisyarkki	PVC ATBC yksittäispakattu repäisyarkki	Koko / Ch	Väri	Os./Kulj.pakkaus
Imukatetri, Coudé, 53 cm					
608708531	60870853	60170853-1	08	ljusblå	100/600
608710531	60871053	60171053-1	10	svart	100/600
608712531	60871253	60171253-1	12	vit	100/600
608714531	60871453	60171453-1	14	grön	100/600
608716531	60871653	60171653-1	16	orange	100/600

Os.pakkaus = pienin toim.erä



PVC ATBC yksittäispakattu repäisyarkki	Koko / Ch	Väri	Os./Kulj.pakkaus
Katetrit saatavilla imunsäätelijällä, mitta-asteikolla, 35 cm			
60151805-1	05	harmaa	100/600
60151806-1	06	vaal.vihreä	100/600
60151808-1	08	vaal.sininen	100/600
Katetrit saatavissa imunsäätelijällä, 53 cm			
60150653-1	06	vaal.vihreä	100/600
60150853-1	08	vaal.sininen	100/600
60151053-1	10	musta	100/600
60151253-1	12	valkoinen	100/600
60151453-1	14	vihreä	100/600
60151653-1	16	oranssi	100/600
60151853-1	18	punainen	100/600

Os.pakkaus = pienin toim.erä

