





Myringotomi Kit

- Et færdigt sæt til paracentese af trommehinden ved drænanlæggelse
- Engangs
- Steril 1-stk. pakket, peel-pack. I plastbakke med afdækningsstykke (50 x 50 cm)
- Sterilisation: EO
- Material: PP/ ABS/ Medicinsk rustfrit stål

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
6066143100	3 stk metalsug 1,4 x 70 mm, 2,0 x 70 mm, 2,5 x 80 mm 1 stk myringotomi skalpel, orange, dobbeltslebet spids 1 stk sugehåndstykke 3 stk øretragter (3 mm, 4 mm, 5 mm) 2 stk NW kompresser, 7,5 x 7,5 cm	30/180 
6066143200	3 stk metalsug 1,0 x 70 mm, 1,4 x 70 mm, 2,0 x 70 mm 1 stk myringotomi scalpel, rød, trefaset spids 1 stk sugehåndstykke 3 stk øretragter (4 mm, 5 mm, 6 mm) 2 stk NW kompresser, 7,5 x 7,5 cm	30/180 
6066143300	3 stk metalsug 1,4 x 70 mm, 2,0 x 70 mm, 2,5 x 80 mm 1 stk myringotomi skalpel, rød, trefaset spids 1 stk sugehåndstykke 3 stk øretragter (2,5 mm, 4 mm, 5 mm) 2 stk NW kompresser, 7,5 x 7,5 cm	30/180 
6066143400	3 stk metalsug 1,4 x 70 mm, 2,0 x 70 mm, 4,0 x 80 mm 1 stk myringotomi skalpel, rød, trefaset spids 1 stk sugehåndstykke 3 stk øretragter (5 mm, 6 mm, 7 mm) 2 stk NW kompresser, 7,5 x 7,5 cm	30/180 

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Producent: Medioplast AB / www.medioplast.com

