



Metallsug med transparent handtag typ Fraz

- För rhinologiska ingrepp och undersökningar
- Handtag med sugkontroll
- Engångs. Sterilt 1-st-fp i peel-pack
- Sterilisering: EO
- Medicinskt rostfritt stål, handtag av PMMA (plexiglas)

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trpt. fp
6066508020	2,0 x 120 mm	25/375
6066508030	3,0 x 120 mm	25/375
6066508040	4,0 x 120 mm	25/375
6066508020BP	2,0 x 120 mm, Big-Pack	20 (2x10) / 600
6066508030BP	3,0 x 120 mm, Big-Pack	20 (2x10) / 600
6066508040BP	4,0 x 120 mm, Big-Pack	20 (2x10) / 600

Avd. fp. = minsta kvantitet / beställning

Tillverkare: Medioplast AB / www.medioplast.com