

Infusjonstilbehør

Tilbakeslagsventil


- Økt sikkerhet ved parallellinfusjoner
- For infusjoner ved bruk av både tyngdekraft og pumpe
- Forhindrer at ulike løsninger/infusjoner blander seg eller skaper tilbakeslag
- Maksimalt trykk 6 bar
- Kompatibelt med blod, medikamenter og lipider i opptil 72 timer
- Påfyllingsvolum på 0,18 ml



Art. nr.	Beskrivelse	Avd/Trp fp
606021	Bakside, gjennomsiktig	100*/1500
606023	Tilbakeslagsventil, blå	100*/1500

Beskyttende hetter

Art. nr.	Beskrivelse	Avd/Trp fp
606050	Hette, hann, hvit	100*/1500
606051	Hette, hann/hunn, hvit	100*/1500
606052	Hette, hann/hunn, blå	100*/1500
606053	Hette, hann/hunn, rød	100*/1500



Flowkeeper

Plassert på slange vil den forhindre slangen fra å bøye seg og redusere væskestrømmen. Bare plasser slangen på toppen og trykk slangen inn, fra én side til den andre. Flott å bruke sammen med IV-katetre, men bruksformålene er uendelige

- Enkel å bruke
- Kan flyttes på selv etter at den har blitt plassert



Art. nr.	Beskrivelse	Avd/Trp fp
60MR700	Flowkeeper	100*/3000

Materiale:
Tilbakeslagsventil: Silikon/SAN
Beskyttende hette: PE/PP
Flowkeeper: PP

Steriliseringsmetode: EO
Alle produkter er enkeltpakket i en peel-pack
* = minsteantall ved bestilling