




Neula kurkunpään injektioihin

Suun kautta äänihuuliin tehtäviin steroidi- ja geeli-injektioihin sekä paikallispuudutukseen kurkunpään alueella.
Kertakäyttöinen neula, jossa standardi luer-lock-liitäntä, joka sopii kaikkiin luer-ruiskuihin.
Kehitetty yhdessä ruotsalaisten laryngologien/foneetikkojen kanssa.

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk
606261230	0,5 x 230 mm, 25G	10/150

Os.pakk = pienin toim.erä

CE: Luokka IIa
Materiaali:
PP / Lääketieteellisesti ruostumatonta
terästä
Valmistaja:
Mediplast AB / www.medioplast.com