




Trans- / Intratympanisk Injeksjonskanyle

Ny spesialutviklet kanyle for å lette injeksjoner i mellomøret.

Kanylen er 90 mm lang, har en spesialspsiss som er ca. 2 mm og en diameter på 0,4 mm.

Teknikken "rør i rør" brukes for å få et naturlig stopp mot trommehinnen ved injeksjon.

Design – Prof. Måns Magnusson, Lund Universitetssjukhus

Artikelnr	mm	Farge	Kobling	Avd./Trpt. fp
6066590	0,4 x 90 mm	lilla	luer-lock	10/900

Engangs. Sterilt enkeltpakket i peel-pack

Avd. fp. = minste kvantitet / best.

Produsent: Mediplast AB / www.mediplast.com