



Återförsäljare:

**MEDI PLAST**


Medioplast AB

Box 1004, 212 10 Malmö

T 020-78 80 35

mediplast.info@mediplast.com

www.mediplast.com



## Produktdatablad

# Skyddspåse med försegling

Artikelnummer

Art.nr.	Dimensioner cm	Antal/frp.
<b>MDS100815</b>	20 x 30	1000
<b>MDS100825</b>	30 x 50	500
<b>MDS100830</b>	40 x 55	500
<b>MDS100835</b>	40 x 75	250
<b>MDS100840</b>	60 x 75	250
<b>MDS100845</b>	63 x 94	100

Beskrivning

Skyddspåsen skyddar de steriliserade instrumenten mot dammpartiklar och bibehåller prestandan när setet utsätts för en icke kontrollerad miljö.

Skyddspåsen kan inte återförslutas och måste öppnas från den nedre delen av påsen för att säkerställa processens integritet .

Tillverkad av stark polyeten av hög kvalitet som tål tunga instrument

Stor och förskjutet flik för en enkel öppning.

Självförslutande.

Material

Polyeten

Förpackning

Se artikellista ovan

Tillverkare

Medline Industries, Inc., Northfield. IL. 60093 USA



© 2019 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.  
All rights reserved.

TDS\_MDS1008XX\_EN\_2

01.INT.30.30