



Metalsug med transparent håndtag for Tonsillectomi

- Sug for Tonsillectomi
- Håndtag med vakuumkontroll
- Engangs. Steril 1-stk. pk. i peel-pack
- Sterilisation: EO
- Medicinsk rustfrit stål, håndtag af PMMA (plexiglas)

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
6066502040	4,0 x 190 mm	20/300

Æske = mindste kvantitet / bestilling

Producent: Mediplast AB / www.mediplast.com