



danumed® GastroTube



**Optimeret
Produktdesign**

Gastrostomi-ernæringssonde med retentionsballon til langvarig enteral ernæring

For høj patientkomfort og brugervenlighed:

- **Innovativ roterende ENSwivel®**, for nem tilslutning og afmontering af ENFit®-konnektorer uden at vride forlængerslangerne. Sikker og tæt kontakt med et "To-Finger-Tag". Enkel, hurtigt og nemt.
- **90° danuPlate** – blød ekstern retentionsplade med 90° vinkling for sikker og diskret fiksering.
- **danuClip** – lukkeklemme, forhindrer reflux af ernæring/maveindhold*.

*Fås som et separat produkt, se REF på bagsiden.



ENSwivel



90° danuPlate



danuClip*

KOMFORT

- Høj patientkomfort på grund af en blød, fleksibel silikone
- 90° danuPlate – designet giver mulighed for luftcirkulation i stomiområdet
- danuClip – praktisk, enkel og hurtig at bruge
- Omfattende udvalg af størrelser fra CH 12 til CH 24 for individuel og perfekt pasform
- Ballonfyldningsventil med Luer-lock, med farvekodning i henhold til Fr-størrelse
- Længdemærkning i cm langs slangen
- Visning af ballonvolumen på kobling til vand
- Praktisk tilbehør i hver enkelt pakke: en pakke med gel til nem indføring og en danumed® sprøjte 10 ml til at fylde ballonen



SIKKERHED

- Erstatnings ernæringssonde fremstillet af medicinsk silikone af høj kvalitet
- Fri for latex, PVC, DEHP og BPA
- Flad, afrundet spids for at reducere risikoen for traumer
- Indvendig ballon med høj stabilitet til langvarig brug, formen sikre god fiksering for dermed at undgå lækage
- ENFit® konnektorer i henhold til EN ISO 80369-3 for at forhindre fejlkoblinger til andre systemer
- Fås med ENFit®- og Y-ENFit®-konnektorer
- Røngtenfast linje i hele sondens længde

Nem håndtering og sikker, diskret fiksering af Gastrostomi sonde med 90° danuPlate:



danumed® Gastrostomi sonde med ENFit® -system og Y-ENFit® -system

Leveres i et sæt med gel og danumed® sprøjte 10 ml til ballon.



REF	Product description	str. i Fr	Stykker/salgseenhed	Latex-fri	PVC-fri	DEHP-fri	BPA-fri
DA 1044 0112	danumed® GastroTube med ENFit® og ENSwivel®	12	1 piece	●	●	●	●
DA 1044 0114	danumed® GastroTube med ENFit® og ENSwivel®	14	1 piece	●	●	●	●
DA 1044 0116	danumed® GastroTube med ENFit® og ENSwivel®	16	1 piece	●	●	●	●
DA 1044 0118	danumed® GastroTube med ENFit® og ENSwivel®	18	1 piece	●	●	●	●
DA 1044 0120	danumed® GastroTube med ENFit® og ENSwivel®	20	1 piece	●	●	●	●
DA 1044 0122	danumed® GastroTube med ENFit® og ENSwivel®	22	1 piece	●	●	●	●
DA 1044 0124	danumed® GastroTube med ENFit® og ENSwivel®	24	1 piece	●	●	●	●
DA 1044 0212	danumed® GastroTube med Y-ENFit® og ENSwivel®	12	1 piece	●	●	●	●
DA 1044 0214	danumed® GastroTube med Y-ENFit® og ENSwivel®	14	1 piece	●	●	●	●
DA 1044 0216	danumed® GastroTube med Y-ENFit® og ENSwivel®	16	1 piece	●	●	●	●
DA 1044 0218	danumed® GastroTube med Y-ENFit® og ENSwivel®	18	1 piece	●	●	●	●
DA 1044 0220	danumed® GastroTube med Y-ENFit® og ENSwivel®	20	1 piece	●	●	●	●
DA 1044 0222	danumed® GastroTube med Y-ENFit® og ENSwivel®	22	1 piece	●	●	●	●
DA 1044 0224	danumed® GastroTube med Y-ENFit® og ENSwivel®	24	1 piece	●	●	●	●
DA 1044 0700	danuClip lukkeklemme	--	15 pcs.	●	●	●	●

Hver danumed® GastroTube er individuelt sterilt emballeret. danumed® Gastrostomi sonde leveres i en steril peel-pack, med gel og en steril danumed® sprøjte 10 ml til ballonen. 10 æsker i en transportkasse.

Relaterede produkter til danumed® Gastrostomi sonde:



danumed® Enterale sprøjter
til engangsbrug
og Single-Patient brug



danumed® Gravity Spike,
Gravity Universel og
Gravity Feedbag
Gravity ernærings sæt

danumed Medizintechnik GmbH – Individuelle løsninger er vores standard.

Vi er en innovativ, tysk medicoteknisk virksomhed med de højeste kvalitetsstandards, mange års ekspertise inden for enteral ernæring og et klart kundefokus. Vi opfylder også individuelle kundeønsker med fleksibilitet og pålidelighed. Personligt, kompetent, samarbejdsorienteret.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81
info@danumed.com • www.danumed.com

Forhandler:

MEDI PLAST

Medioplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com



danumed
MEDIZINTECHNIK

INNOVATORS IN ENTERAL CARE