



SAP / 601134K

Opkastpose

- Enkel håndtering
- Opkastposen rummer >1,5 liter og har en målegradering
- Let at lukke med et enkelt håndgreb
- Lille smitte risiko
- Engangs. Pakket i pose med 50 stk.
- Materiale: Pose – Polyethylen, Ring - Polypropylen

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
601132K	Opkastpose	50/400

Opkastpose med SAP – superabsorberende pulver

- Det tilsatte pulver i posen smelter ved kontakt med væske og gør indholdet geleagtigt

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
601134K	Opkastpose med SAP	50/400

Æske = mindste kvantitet/bestilling

