

Infusionstilbehør

Tilbageløbsventil


- Øget sikkerhed, når der arbejdes med parallelle infusioner
- Til infusion både vha. tyngdekraft og en pumpe
- Forebygger at forskellige infusioner blandes og løber tilbage
- PVC-fri
- Maksimale tryk 6 bar
- Kompatibel med blod, medicin og lipider i op til 72 timer
- Primingvolumen 0,18 ml



Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
606021	Tilbageløbsventil, gennemsigtig	PVC-fri	100*/1500
606023	Tilbageløbsventil, blå	PVC-fri	100*/1500

Lukkepropp, PVC-fri

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
606050	Lukkeprop, han, hvid	PVC-fri	100*/1500
606051	Lukkeprop, han/hun, hvid	PVC-fri	100*/1500
606052	Lukkeprop, han/hun, blå	PVC-fri	100*/1500
606053	Lukkeprop, han/hun, rød	PVC-fri	100*/1500



Flowkeeper

Hvis den placeres på slangen, forhindrer den, at slangen knækker og reducerer flowet. Placer simpelthen slangen på toppen og tryk slangen ind i den fra side til side. Kan med fordel placeres tæt på et iv-kateter, men mulighederne er mangfoldige.

- Nem at bruge
- Kan bevæges selv efter, at den er sat på plads
- PVC-fri



Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60MR700	Flowkeeper	PVC-fri	100*/3000

Materiale:
Tilbageløbsventil: Silikone/SAN
Beskyttelsehætte/lukkeprop: PE/PP
Flowkeeper: PP

Steriliseringsmetode: EO
Alle produkter er pakket enkeltvis i peel-packs
* = minimum bestilling