

KoloBa™ SOFT

Kolostomiposen med ekstra beskyttet filter og særlig smidig hudbeskyttelsesplade



KoloBa™ SOFT har en ekstra tynd, fleksibel hudbeskyttelsesplade til dig, som vil have optimal pasform og ikke vil gå på kompromis med risikoen for lækage. KoloBa™ er ligesom KoloBa™ en videreudvikling af de traditionelle kolostomiposer og har et ekstra beskyttet kulfilter. Kulfilteret i alle KoloBa™ poser er beskyttet af en unik mellemvæg med luftkanaler. Det mindsker risikoen for, at filtret tildækkes eller tilstoppes, og at tarmindehold trænger ud gennem filteret betydeligt. Hvis posen blæses op (såkaldt balooning), trykker man let på posen med hænderne, så luftkanalerne åbnes, og luften kan passere kontrolleret ud gennem filteret.

Posen er dækket af et blødt, non-woven lag, som kan åbnes på forsiden ved eftersyn. KoloBa™ SOFT findes i størrelserne Mini, Midi og Maxi, med både opklippelige og forudstansede hudbeskyttelsesplader.

Varenr.	KoloBa™ SOFT MINI volumen 100 ml Hulstørrelse	Varenr.	KoloBa™ SOFT MIDI volumen 200 ml Hulstørrelse	Varenr.	KoloBa™ SOFT MAXI volumen 300 ml Hulstørrelse
202255	15-50 mm	202262	15-60 mm	202269	15-60 mm
202256	20 mm	202263	20 mm	202272	30 mm
202257	25 mm	202264	25 mm	202273	35 mm
202258	30 mm	202265	30 mm	202274	40 mm
202260	35 mm	202266	35 mm	202276	45 mm

30 styk i hver pakning