

## SPS B.O.P. STERILPOSE

### Poser og ruller for sterilisering av instrumenter

- Engangsprodukt, kan steriliseres og åpnes en gang
- Kan åpnes med minimalt fiberslipp
- All brukerinformasjon står på forsiden
- Flere indikatorer for damp
- Patentert indikator i plastfilm for maksimal sikkerhet
- Batch- og størrelsemerking på åpningssiden

Revet plastfilm eller støv fra papiret kan medføre at det sterile produktet kontamineres når posen åpnes. SPS har utviklet en rivesterk plastfilm som i kombinasjon med et spesielt ytterbehandlet papir, gir en pose som kan åpnes med minimalt fiberslipp og med intakt plastfilm.

Oppbevaring:  
Unngå direkte sol og ekstremt høye temperaturer  
Temperatur 10-30 grader C  
Relativ luftfuktighet 30-60%  
Esken må ikke skades under transport eller oppbevaring

Holdbarhet:  
5 år fra produksjonsdato hvis anbefalingene for oppbevaring er overholdt

Kvalitetssystem:  
ISO 9001 og ISO 13485

CE-merking:  
MDR 2017/745  
EN ISO 11607: 1  
Indikatorer: ISO 11140-1

Flate poser		
Art. nr.	Yttermål	Ant./forp.
SBC050X200	50 x 200 mm	3600
SBC080X150	80 x 150 mm	4800
SBC080X250	80 x 250mm	4000
SBC080X300	80 x 300 mm	2400
SBC080X400	80 x 400 mm	1800
SBC120X200	120 x 200 mm	1600
SBC120X250	120 x 250 mm	1600
SBC120X350	120 x 350 mm	2000
SBC120X400	120 x 400 mm	1200
SBC120X500	120 x 500 mm	1200
SBC120X550	120 x 550 mm	1000
SBC160X200	160 x 200 mm	1200
SBC160X300	160 x 300 mm	1600
SBC160X350	160 x 350 mm	1500
SBC160X450	160 x 450 mm	1200
SBC160X500	160 x 500 mm	1200
SBC160X600	160 x 600 mm	800
SBC160X650	160 x 650 mm	800
SBC220X300	220 x 300 mm	600
SBC220X400	220 x 400 mm	600
SBC220X450	220 x 450 mm	600
SBC220X550	220 x 550 mm	500
SBC220X600	220 x 600 mm	500
SBC220X700	220 x 700 mm	500
SBC220X750	220 x 750 mm	500
SBC250X400	250 x 400 mm	600
SBC250X500	250 x 500 mm	600
SBC250X550	250 x 550 mm	500
SBC250X650	250 x 650 mm	500
SBC285X350	285 x 350 mm	1000
SBC285X450	285 x 450 mm	600
SBC285X500	285 x 500 mm	600
SBC285X600	285 x 600 mm	400
SBC285X750	285 x 750 mm	500
SBC320X450	320 x 450 mm	600
SBC320X550	320 x 550 mm	400
SBC320X600	320 x 600 mm	400
SBC380X500	380 x 500 mm	400
SBC380X550	380 x 550 mm	400
SBC380X650	380 x 650 mm	400
SBC420X600	420 x 600 mm	400
SBC420X650	420 x 650 mm	400

Belgposer		
Art. nr.	Størrelse	Ant./forp.
GBO050X200	50 mm x 200 m	10
GBO080X200	80 mm x 200 m	8
GBO120X200	120 mm x 200 m	4
GBO160X200	160 mm x 200 m	4
GBO220X200	220 mm x 200 m	4
GBO250X200	250 mm x 200 m	2
GBO285X200	285 mm x 200 m	2
GBO320X200	320 mm x 200 m	2
GBO380X200	380 mm x 200 m	2
GBO420X200	420 mm x 200 m	2

### BOP – POSER OG RULLER

#### TEKNISK DATABLAD

#### BESTÅR AV

PAPIR: 60 g/m<sup>2</sup>

#### LAMINATFILM

PA: Polyester < 15 +/-1 µm

PP: Polypropen 36-40 µm

Lim: Trekomponentslim + løsningsmiddel

#### FAKTA OM PRODUKTET

Størrelse Bredde: Toleranse ± 2 mm

Sveisestyrke: > 2N/15 mm


#### ÅPNINGSEVNE ETTER STERILISERING

Damp: endring fra rosa til brunt

#### SVEISING / ANBEFALING

Posematerialet ved 170-180° C

Ruller ved 170-195° C



\* Alle forpakningene av BOP posene er pakket i bunter à 100 stk.