


## Metallsug

- Engangs, for kirurgiske inngrep og undersøkelser i øret
- Sterilt forpakket i peel pack, eller "Big-pack" BP (2 x 30)
- Den bøyde vinkelen er spesielt utformet for å gjøre undersøkelser og inngrep via mikroskop enklere
- Hurtig-kobling – lett å bytte metallsug under pågående behandling
- Sterilisering: EO
- Material: PP/ Medisinsk rustfritt stål

Metallsug - Stapes  
Spesialsug for stapeskirurgi



Produsent: Medioplast AB / [www.medioplast.com](http://www.medioplast.com)

## Metal Suction Tip – Luer-lock

Artikkelnr	mm		Avd./Trpt. fp	/peel-pack
6066500040	0,4 x 70		60/1800	1 st
6066507040	0,4/0,7 x 77		10/900	1 st
6066500070	0,7 x 70		60/1800	1 st
6066500100	1,0 x 70		60/1800	1 st
6066500120	1,2 x 70		60/1800	1 st
6066500140	1,4 x 70		60/1800	1 st
6066500170	1,7 x 70		60/1800	1 st
6066500208	2,0 x 70		60/1800	1 st

6066500045	0,4 x 80		60/1800	1 st
6066500072	0,7 x 80		60/1800	1 st
6066500102	1,0 x 80		60/1800	1 st
6066500122	1,2 x 80		60/1800	1 st
6066500142	1,4 x 80		60/1800	1 st
6066500172	1,7 x 80		60/1800	1 st
6066500200	2,0 x 80		60/1800	1 st

6066509100	1,0 x 100		30/900	1 st
6066509122	1,2 x 100		30/900	1 st
6066509140	1,4 x 100		30/900	1 st
6066509170	1,7 x 100		30/900	1 st
6066509200	2,0 x 100		30/900	1 st

## Big Pack - Metal Suction Tip – Luer-lock

Artikkelnr	mm		Avd./Trpt. fp	/peel-pack
6066500100BP	1,0 x 70		60/720	30 st
6066500140BP	1,4 x 70		60/720	30 st
6066500170BP	1,7 x 70		60/720	30 st
6066500208BP	2,0 x 70		60/720	30 st

6066500142BP	1,4 x 80		60/720	30 st
6066500200BP	2,0 x 80		60/720	30 st

6066509140BP	1,4 x 100		60/720	30 st
6066509200BP	2,0 x 100		60/720	30 st

## Metal Suction Tip – Rund Hub

Artikkelnr	mm		Avd./Trpt. fp	/peel-pack
6066501101	1,0 x 70		60/1800	1 st
6066501140	1,4 x 70		60/1800	1 st
6066502140	2,0 x 70		60/1800	1 st

6066501102	1,0 x 80		60/1800	1 st
6066501180	1,4 x 80		60/1800	1 st
6066502200	2,0 x 80		60/1800	1 st
6066500250	2,5 x 80		30/900	1 st
6066500300	3,0 x 80		30/900	1 st
6066500400	4,0 x 80		30/900	1 st

6066501100	1,4 x 100		30/900	1 st
6066502100	2,0 x 100		30/900	1 st
6066509250	2,5 x 100		30/900	1 st
6066509300	3,0 x 100		30/900	1 st

## Big Pack - Metal Suction Tip – Rund Hub

Artikkelnr	mm		Avd./Trpt. fp	/peel-pack
6066501101BP	1,0 x 70		60/720	30 st
6066501140BP	1,4 x 70		60/720	30 st
6066502140BP	2,0 x 70		60/720	30 st

6066501102BP	1,0 x 80		60/720	30 st
6066501180BP	1,4 x 80		60/720	30 st
6066502200BP	2,0 x 80		60/720	30 st
6066500250BP	2,5 x 80		60/720	30 st
6066500300BP	3,0 x 80		60/720	30 st
6066500400BP	4,0 x 80		60/720	30 st

6066501100BP	1,4 x 100		60/720	30 st
6066502100BP	2,0 x 100		60/720	30 st
6066509250BP	2,5 x 100		60/720	30 st
6066509300BP	3,0 x 100		60/720	30 st

Produsent: Medioplast AB / www.medioplast.com

