



Duodenalsonder

Ett komplett sortiment av duodenalsonder. Våra slangar är gjorda i ftalatfri PVC, de håller en hög kvalitet, är smidiga och knickresistenta.

- Sonder med färgkodade konnektorer för lätt identifiering av storleken
- Duodenalsonder Ryle och Levin med röntgentät linje och markeringar vid 45/55/65/75 cm från tippen
- Steriliseringsmetod: EO
- Enkelförpackade i peel-pack

Material:

DEHP-fri (ftalatfri) PVC, latex fri
avd fp = minsta kvantitet / beställning
Tillverkare: Medioplast AB / www.medioplast.com

Duodenalsonder

Artikelnr.	Storlek CH	Färg	Avd./Trpt.fp.
Levin - med röntgentät linje, 125 cm			
60612108-1	08	ljusblå	25/300
60612110-1	10	svart	25/300
60612112-1	12	vit	25/300
60612114-1	14	grön	25/300
60612116-1	16	orange	25/300
60612118-1	18	röd	25/300
Ryle - med bariumsulfat tip med röntgentät linje, 125 cm			
60612712-1	12	vit	25/300
60612714-1	14	grön	25/300
60612716-1	16	orange	25/300

