



SAP / 601134K

## Oppkastpose

- Enkel håndtering
- 1,5 liters beholder med gradering
- Lett å koble til med et enkelt håndgrep
- Liten smitterisiko
- Engangs, pakket i pose med 50 stk
- Materiale: Pose – polyeten, Ring – polypropylen

Artikkelnr	Beskrivelse	Avd./Trpt.fp
601132K	Oppkastpose	50/400

### Oppkastpose med SAP – Superabsorberende pulver

- Det tilsatte pulveret i posen smelter ved kontakt med væske og gjør innholdet geléaktig

Artikkelnr	Beskrivelse	Avd./Trpt.fp
601134K	Oppkastpose med SAP	50/400

Avd.fp. = minste kvantitet / bestilling

