

UroDrain™

Urostomi/drænagepose med kontraventil



UroDrain™ er en urostomi/drænagepose med aftapning via en blød lukkeprop. Den kan anvendes både til urostomier og som fistelbandage.

Bandagen er forsynet med en kontraventil, som forhindrer tilbageløb, og en smidig hydrokolloidplade for optimal vedhæftning. Bandagens bagside er beklædt med et non-woven lag, der giver en blød og fleksibel følelse mod huden, og forsiden er transparent. Bandagen har ml-inddeling.

UroDrain™ findes i størrelserne Mini, Midi og Maxi, alle med opklippelige hudbeskyttelsesplader.

Varenr.	Uro/drænagepose	Gradering
201784	MINI, hulstørrelse 3 mm, opklippelig	25 - 50 ml
201783	MIDI, hulstørrelse 5 mm, opklippelig	25 - 150 ml
201782	MAXI, hulstørrelse 5 mm, opklippelig	25 - 300 ml

20 styk i hver pakning.

Koblingsstykke til drænagepose følger med