

CUFF CONTROLLER

AUTOMATISK CUFF TRYKMÅLING


Cuff trykmålere hjælper med at reducere risikoen for tryknekrose og slimhindeiskæmi.

Cuff Controller er en elektronisk enhed, som er udviklet til kontinuerlig kontrol og overvågning af cufftrykket. Det har vist sig at være effektivt til at opretholde cufftrykket inden for det anbefalede område hos ICU-patienter.



Forsiden

- Stort LCD display
- Intuitiv cufftrykjustering
- Justerbart område: 0 – 60 cmH₂O
- Integrerede alarmer for overtryk eller lækage



Bagside

Universalklemme til fastgørelse på 25 mm standardskinne.

Cuff Controller

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
5513500	Cuff Controller - med batteri, universal klemme og tilslutningsslange (200 cm)	1/1
5405113	Tilslutningsslange til manchetcontroller - til engangsbrug, materiale: PVC	10/1

VBM