


KONNEKTORER - LUER LOCK

Til flergangsbrug



Luer lock konnektorer

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Varenummer	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
CHLLM05	Luer lock konnektor M5 han	Nikkelbelagt messing	1/5
CHLLM06	Luer lock konnektor M6 han	Nikkelbelagt messing	1/5
CHLLM30	Luer lock konnektor, han	Til slange 3,5-5,0 mm I.D. nikkelbelagt messing	1/5
CHLLM40	Luer lock konnektor, han	Til slange 5,0-5,5 mm I.D. nikkelbelagt messing	1/5
CHLLMB20	Luer lock konnektor M5, han	Nikkelbelagt messing	1/5
CHLLF06	Luer lock konnektor M6, hun	Nikkelbelagt messing	1/5
CHLLF30	Luer lock konnektor, hun	Til slange 3,5-5,0 mm I.D. nikkelbelagt messig	1/5
CHLLF30S2	Luer lock konnektor, hun	Til slange 5,0-5,5 mm I.D., rustfrit stål	1/5
CHLLF40	Luer lock konnektor, hun	Til slange 5,0-5,5 mm I.D., nikkelbelagt messing	1/5

VBM