



Indikasjon: Rene, forurenset eller infiserte tørre eller noe væskende sår. Bandasje til bruk over geler og alginater. Hudbeskyttelse ved overfladiske hudskader. Kan med fordel brukes på varme/svette pasienter.

Sterile Non-woven bandasje med Absorbsjonspute

MEDIPLAST kan tilby sterilt non-wovenbandasje med absorpsjonspute. Absorpsjonsputen kleber ikke mot såret. Formes etter kroppskonturer og bevegelse. Produktet er pakket sterilt i en-stykkforpakninger.

Artikkelnummer	Størrelse	Absorbsjonspute	Antall/avd.frp	Antall/trp.frp
60701205	7,2 x 5 cm	2,3 x 4 cm	50	4500
60701206	10 x 6 cm	5 x 3,2 cm	50	1600
60701208	10 x 8 cm	5 x 4 cm	50	1200
60701215	10 x 15 cm	5,2 x 10,5 cm	50	600
60701220	10 x 20 cm	5,3 x 15,5 cm	30	360
60701225	10 x 25 cm	5 x 20 cm	30	360
60701230	10 x 30 cm	5,5 x 25 cm	30	360
60701235	10 x 35 cm	5,5 x 30 cm	30	360

Avd.frp = min.kvant/best