

Ansigtmasker

Kirurgiske, procedure og åndedrætsværn

MEDI PLAST



**Parate
masker**

Evalueringsprogram

Medlines gratis og uforpligtende produktvurdering giver dig mulighed for selv at opleve den fremragende komfort og beskyttelse i vores ansigtsmasker og åndedrætsværn. Medline leverer alle de værktøjer og den kliniske støtte, som dit personale har brug for under evalueringen. Kontakt din Medline forhandler for at få flere oplysninger.

Indhold

Introduktion	4
EN-standarder	4
Et ekstraordinært udvalg	6
Innovativ emballage	7
Væsketætte masker	8
Kirurgiske ansigtsmasker	10
Procedure masker	12
Åndedrætsværn	13
Beskyttelsesbriller	14



De højeste standarder for beskyttelse og åndbarhed

Medline har udviklet mange produktinnovationer ved at anvende en partnerskabstilgang. Det indebærer at arbejde med sundhedspersonale over hele verden, lære deres unikke behov at kende og levere passende løsninger. Derfor tilbyder vores kirurgiske masker og åndedrætsværn ekstraordinær komfort, samtidig med at de opfylder de højeste standarder for beskyttelse. Vores masker er designet til at leve op til de krav, som sundhedspersonale stiller, lige fra kirurgen til sygeplejersken.

Europæisk standard EN14683 krav til medicinske masker

Medlines udvalg af masker lever op til fremstillings-, design- og ydelseskrav ifølge EU-standard EN14683. Masker testes for bakteriefiltreringseffektivitet (BFE), differenstryk, stænkmodstand og mikrobiel renhed, og de evalueres for deres biologiske sikkerhed, før de markedsføres. Medline tilbyder et komplet udvalg af latexfri undersøgelses- og kirurgiske masker, der lever op til kravene i EN14683, Type II eller Type IIR.

	Bakteriel filtreringseffektivitet (%)	Differentialtryk (Pa/cm ²)	Modstandsdygtighed over for stænk tryk (kPa)	Mikrobiel renhed (cfu/g)
Type I	≥ 95	40	Ikke påkrævet	≤30
Type II	≥ 98	40	Ikke påkrævet	≤30
Type IIR	≥ 98	< 60	≥ 16	≤30

Krav til åndedrætsværn i henhold til den europæiske standard EN149

Medlines udvalg af åndedrætsværn lever op til EU-standard EN149+A1:2209 mht. filtrering af halvmasker som åndedrætsværn til beskyttelse imod partikler. Udvalget består af kegleformede og flade masker med eller uden ventil, der hører under en af ydeevneklassifikationerne specificeret af standarden: FFP1, FFP2 eller FFP3.

Fysiske egenskaber		FFP1	FFP2	FFP3
Samlet lækage indadtil		Ikke mere end 22% i gennemsnit	Ikke mere end 8% i gennemsnit	Ikke mere end 2% i gennemsnit
Gennemtrængning af filter materiale, maksimum indledende indtrængning af test aerosoler	Natriumchlorid-test 95 l/min, % maks.	20	6	1.0
	Paraffinolietest 95 l/min, % maks.	20	6	1.0
Modstand mod vejtrækningen, maksimalt tilladt modstand (mbar)	Indånding 30 l/min.	0.6	0.7	1.0
	Indånding 95 l/min.	2.1	2.4	3.0
	Udånding 160 l/min.	3	3	3.0

Et ekstraordinært udvalg

Giver dit personale bemærkelsesværdig komfort og pålidelig beskyttelse

Takket være vores fortsatte samarbejde med sundhedspersonale om at udvikle passende produktløsninger, der opfylder deres unikke behov, omfatter vores portefølje et omfattende udvalg af latexfrie masker med innovative funktioner.



Komfort

- Bredt udvalg: Fra muligheder for følsom hud til antidug øjenbeskyttelse og ultrabløde slips, vi har det, du har brug for dækket.
- Fremragende åndbarhed: Mens man filtrerer skadelige bakterier, giver vores masker mulighed for let luftgennemstrømning i begge retninger, hvilket fremmer et højt niveau af åndbarhed og komfort



Innovation

- Eksklusivt emballagesystem: Dine medarbejdere vil intuitivt vælge de rigtige masker med vores unikke farvekodede, nyttige ikoner, fotografier i ægte farver og meget mere.
- Antirefleks skærm til øjne: En særlig belægning, der næsten eliminerer blænding fra stærk belysning på operationsstuen.



Beskyttelse

- Filtreringseffektivitet: Alle Medline-masker overgår bakteriel filtreringseffektivitet og differenstryk standarder, der er fastsat i EN14683.
- Væskebeskyttelse: Alternativ Type IIR væsketæt procedure- og kirurgiske masker er også tilgængelige, opfylder eller overgår standarden for stænk-tæthed ved 120 mmHg.

Innovativ emballage, der gør valg af maske lettere

Medlines emballage er designet til at gøre det let for dit personale øjeblikkeligt at identificere mange vigtige maskeegenskaber

Farvekodet emballage

Lilla: Type IIR væskeresistent maske

Grøn: Type II kirurgiske maske

Orange: Type II procedure maske

Blå: Åndedrætsværn

Perforeringer og et praktisk tommelfingerhak
let åbning og let dispensering



Produktklassificering
Til det korrekte valg
og ro i sindet

Kirurgiske, væsketætte masker

	Varenummer	Bakteriel filtrerings-effektivitet (%)	Differentialtryk (Pa/cm ²)	Stærk modstand (kPa)	EN14683 Type:	Emballage
	BFE-345	99.8	49.6	16	Type IIR	50/æske, 2000/ks.
	Spunbond polypropylen indvendigt, spunbond polypropylen udvendigt, lilla, med bånd					
	NONE27422	99.4	36.92	21	Type IIR	50/æske, 300/ks.
	Væsketæt kirurgiske maske uden anti-dug skum Termisk sammenbundet polypropylen på indersiden, spunbond polypropylen på ydersiden, bånd, anti-dug anti-dug skum · lilla-bindebånd					
	NONE27412	99.4	36.92	21	Type IIR	50/æske, 300/ks.
	Væsketæt kirurgisk maske Termisk bundet polypropylen indvendigt, spunbond polypropylen udvendigt · antidugskumstrimmel · lilla · slips					
	NONE27412XL	99.04	33.06	21	Type IIR	50/æske, 500/ks.
	Væsketæt XL kirurgisk ansigtsmaske Termobundet polypropylen indvendigt, spunbond polypropylen udvendigt, bånd, anti-dug skumstrimmel, XL størrelse, lilla					
	NONE27712	99.8	35.1	21	Type IIR	50/æske, 300/ks.
	Væsketæt kirurgiske maske Unikt filter til fremragende væskebeskyttelse · Cellulose indvendigt og udvendigt · anti-dug skum strimmel · lilla mønster · bindebånd					
	NONE27410	99.4	36.92	21	Type IIR	25/ æske, 100/ks
	Væsketæt kirurgisk maske med skærm Termobundet polypropylen indvendigt, spunbond polypropylen udvendigt · antidugskumstrimmel · lilla · bindebånd					
	NONE27710	99.9	35.1	21	Type IIR	25/æske, 100/ks.
	Væsketæt kirurgisk masker med skærm Cellulose indvendigt og udvendigt · anti-dug skumstrimmel · lilla mønster · bindebånd					

Væsketætte masker til procedurer

Varenummer	Bakteriel filtrerings-effektivitet (%)	Differentialtryk (Pa/cm ²)	Stærk modstand (kPa)	EN14683 Type:	Pakning
 BFE-245	99.8	49.6	16	Type IIR	50/æske, 2000/ks.
Spunbond polypropylen indvendigt og udvendigt, lilla, med ørebånd					
 BFE-240	99.8	49.6	16	Type IIR	50/æske, 2000/ks.
Ideel til brugere med følsom hud Spunbond polypropylen indvendigt, spunbond polypropylen udvendigt · hvid · ørebånd					
 NONE27412EL	99.4	36.92	21	Type IIR	50/æske, 300/ks.
Væsketæt maske til procedure Termisk bundet polypropylen indvendigt, spunbond polypropylen udvendigt · antidugskumstrimmel · lilla · ørebånd					
 NONE27410EL	99.4	36.92	21	Type IIR	25/æske, 100/ks.
Væsketæt maske til procedure med skærm Termobundet polypropylen indvendigt, spunbond polypropylen udvendigt · antidugskumstrimmel · lilla · ørebånd					
 NONE27374	99.52	25.5	16	Type IIR	50/æske, 300/ks.
Væsketæt maske til procedurer Termisk sammenbundet polypropylen på indersiden, spunbond polypropylen på ydersiden, blå, ørebånd					
 NONE27374P	99.5	34.3	16	Type IIR	50/æske, 500/ks.
Væsketæt maske til pædiatriske procedurer Termisk sammenbundet polypropylen på indersiden, spunbond polypropylen på ydersiden, blå, ørebånd					

Holdere til maskeæsker

Pakning


NONFM122

12/ks.

Maskeæskeholder til kirurgiske masker af type IIR, fremstillet af klar plast; egnet til varenumre: NONE27712, NONE27412, NONE27412EL, NONE27422


NONFM100

6/ks.

Maskeæskeholder til Type IIR maske med skærm, fremstillet af klar plast; passer til varenumre: NONE27710, NONE27410, NONE27410EL

Kirurgiske masker

	Varenummer	Bakterie-filtrationsevne (%)	Differentialtryk (Pa/cm²)	EN14683-type	Pakning
	NONE27377	98.9	21.04	Type II	50/æske, 300/ks.
	Kirurgisk maske Enestående åndbarhed på grund af unikt designet interiør · spunbond polypropylen indvendigt og udvendigt · blå · bindebånd				
	NONE27376	99.7	24.71	Type II	50/æske, 300/ks.
	Kirurgisk maske Blød inderside ideel til længerevarende procedurer · cellulose inder · og yderside · blå · bindebånd				
	NONE27402	99.2	18	Type II	50/æske, 300/ks.
	Kirurgisk maske Cellulose indvendigt, spunbond polypropylen udvendigt · blå · bindebånd				
	INGEN27385	99.7	24.71	Type II	50/æske, 300/ks.
	Kirurgisk maske - ideel til brugere med følsom hud Fri for farvestoffer og farvestoffer til følsom hud · indvendig og udvendig cellulose · hvid · bindebånd				
	NONE27386	99.08	20.7	Type II	50/æske, 300/ks.
	Kirurgisk maske - ideel til brugere med følsom hud Fri for farve og farvestoffer til følsom hud · spunbond polypropylen indvendigt og udvendigt · hvid · bindebånd				

Kirurgiske masker



Varenummer	Bakteriel filtrerings-effektivitet (%)	Differentialtryk (Pa/cm²)	EN14683-type	Pakning
NONE27408	98.7	19.80	Type II	50/æske, 300/ks.

Anti-dug strimmel til kirurgisk maske

Blød inderside ideel til længerevarende procedurer · cellulose indvendigt og udvendigt · anti-dug strimmel · blå · bindebånd



NONE27378A	99.7	24.71	Type II	50/æske, 300/ks.
------------	------	-------	---------	------------------

Tyk anti-dug skumstrimmel kirurgisk maske

Blød inderside ideel til længere procedurer · cellulose indvendigt og udvendigt · tyk anti-dug skumstrimmel · blå · bindebånd



NONEBUDDYTIE	99.7	21.57	Type II	50/æske, 300/ks.
--------------	------	-------	---------	------------------

Kirurgisk maske med pædiatriskvenligt print

Buddy the Brave-design · termisk sammensvejset polypropylene indvendigt, spunbond polypropylene udvendigt · pædiatriskvenligt print · bindebånd



Holder til maskeæsker

Pakning



NONFM122	12/ks.
----------	--------

Æskeholder til kirurgiske masker type II, fremstillet af klar PETG-plast; passer til varenumre: NONE27377, NONE27376, NONE27402, NONE27385, NONE27386, NONE27408, NONE27378A, NONEBUDDYTIE

Procedure masker

	Varenummer	Bakterie-filtrationsevne (%)	Differentialtryk (Pa/cm²)	EN14683-type	Pakning
	BFE-230	99.8	49.6	Type II	50/æske, 2000/ks.
	Ideel til brugere med sensitiv hud Spunbond polypropylen indvendigt og udvendigt, hvid, med ørebånd				
	BFE-231	99.8	49.6	Type II	50/æske 2000/ks.
	Spunbond polypropylen indvendigt, spunbond polypropylen udvendigt, blå, med ørebånd				
	NONE27378	99.6	25.3	Type II	50/æske, 300/ks.
	Proceduremaske Exceptionel åndbarhed på grund af unikt designet interiør · spunbond polypropylen interiør og eksteriør · blå · ørebånd				
	NONE27122	99.6	25.3	Type II	50/æske 300/ks.
	Maske til isolationsbrug Spunbond polypropylen indvendigt og udvendigt · gul · ørebånd				
	NONE27375	98.4	17.45	Type II	50/æske, 300/ks.
	Proceduremasker - blød inderside ideel til længerevarende procedurer Cellulose inderside · spunbond polypropylen yderside · blå · ørebånd · næseklemme i plast				
	NONEBUDDYP	99.7	21.57	Type II	50/æske, 500/ks.
	Proceduremasker i børnestørrelse Buddy the Brave-design · termisk sammensvejset polypropylen indvendigt, spunbond polypropylen udvendigt · pædiatrisk print · ørebånd				

Holder til maskeæsker

Pakning



NONFM121

12/ks.

Æskeholder til type II ansigtsmasker, fremstillet af klar PETG-plast; egnet til varenumre: INGEN27378, INGEN27122, INGEN27375

Åndedrætsværn

	Varenummer	Samlet lækage indadtil (%)	Natrium-chlorid-test 95 l/min, % maks.	Paraffinolie-test 95 l/min, % maks.	EN149 type + A1:2009	Pakning
	1120	0.85	0.47	1.61	FFP2	25/æske, 100/ks.
	Fladfoldet · 100% polypropylen indvendigt og udvendigt · 2 hovedbånd af polypropylene/elastin · hvid · enkeltpakket					
	2120L	1.95	0.4	0.57	FFP2	25/æske, 200/ks.
	Trefoldet · 100% polypropylen indvendigt og udvendigt · 2 hovedbånd af polypropylene/elastin · hvid · enkeltpakket					
	NONE24508	3.137	0.97	1.755	FFP2	20/æske, 240/ks.
	FFP2 Åndedrætsværn med filter, foldet fladt, polypropylen og polyester indvendigt og udvendigt, 2 elastiske hovedbånd, hvid					
	NONE24509	2.68	0.724	3.36	FFP2	20/æske, 240/ks.
	FFP2 Åndedrætsværn med filter, foldet fladt, polypropylen og polyester indvendigt og udvendigt, 2 elastiske hovedbånd, hvid					
	RFP2FV	3.14	1.29	2.34	FFP2	10/æske, 120/ks.
	FFP2 Åndedrætsmaske med ventil FFP2 Åndedrætsværn med filter, foldet fladt, polypropylen og polyester indvendigt og udvendigt, 2 elastiske hovedbånd, hvid					
	2130	1.95	0.4	0.57	FFP3	25/æske, 200/ks.
	100% polypropylen indvendigt og udvendigt, 2 hovedbånd polypropylene/elastand, hvid trefoldet og enkeltpakket					
	AJ-02	1.7	0.8	0.2	FFP3	25/æske, 500/ks.
	Polypropylene indvendigt og udvendigt, anti-dug med næseklemme i silikone, 2 elastiske hovedbånd, hvid, lodret faldfoldet og enkeltpakket, med justerbare hovedbånd					
	NONE24510VF	0.158	0.18	0.1	FFP3	10/æske, 120/ks.
	FFP3 Åndedrætsmaske med ventil FFP2 Åndedrætsværn med filter, foldet fladt, polypropylen og polyester indvendigt og udvendigt, 2 elastiske hovedbånd, hvid					

Beskyttelsesbriller

	Varenummer	Pakning
	NONELENS	100/æske, 400/ks.
	Engangslinse til brug med NONFRAME, optisk klar polyester · latexfri	
	NONFRAME	50/pose, 100/ks.
	Genanvendeligt polypropylenstel til brug med NONELENS · fås i flere farver · latexfri	
	NONEFRAMEP	50/pose, 100/ks.
	Genanvendelig polypropylenramme til brug med NONELENS · fås i pink · latexfri	
	250-13-0020-EN	12/bx, 144/ks.
	Genanvendelige sikkerhedsbriller med anti-dug · enkel polykarbonatlinse med bredt udsyn · støbt næse for komfort · latexfri	
	250-99-0920-EN	12/æske, 144/ks.
	Genanvendelige EN166-sikkerhedsbriller med anti-dug · enkel polykarbonatlinse med bredt udsyn · støbt næse for komfort · kan bruges med og uden briller · latexfri	
	NONEFS500	96/æske, 96/ks.
	Engangs-ansigtsskærm i fuld længde med elastisk skumstrop og anti-dug · beskyttelse mod stænk og sprøjt · kan bruges med og uden briller · latexfri bånd · længde: 22 cm	




Medline tilbyder et omfattende udvalg af beskyttelsesbeklædning til patienter og sundhedspersonale. Se vores brochure om beskyttelsesbeklædning for at få flere oplysninger.

Protective Apparel
Enhance safety and protection



Reduce cross-contamination and protect your staff.



Få mere information om vores produkter ved at kontakte jeres salgsrepræsentant eller gå til: www.medline.eu/uk



Distribueret af:

Medioplast A/S
Marielundvej 46E
DK-2730 Herlev
Danmark
T 43 44 40 00
info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com

FOLLOW US  

MEDI PLAST

Åndedrætsværn er klassificeret som personlige værnemidler i kategori III.
Sikkerhedsbriller er klassificeret som personlige værnemidler i kategori II.
Engangsansigtsskærm NONEFS500 er klassificeret som personligt beskyttelsesudstyr i kategori II.

Referencerne BFE-240, BFE-245, BFE-230 og BFE-231 er ikke-sterilt medicinsk udstyr i klasse I, der er beregnet til at blive brugt af sundhedspersonale. Før brug skal instrukser og forholdsreglerne på de tilhørende mærkater læses.



INSPIRE Imp. Hélène Boucher, ZA Les
Béluzes 42720 Pouilly /s Charlieu
Frankrig



Væsketætte masker, kirurgiske masker og proceduremasker er ikke-sterilt medicinsk udstyr i klasse I, der er beregnet til at blive brugt af sundhedspersonale. Før anvendelse, læs venligst brugervejl. på mærkningen



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrig



Oversættelsen af dette dokument er foretaget af Medioplast A/S. Kontakt venligst din distributør for adgang til den engelske version verificeret af Medline.

Vi forbeholder os retten til at korrigere for fejl i denne brochure.

2023 Medline Industries, LP. Medline er et registreret varemærke tilhørende Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. Lit954_DA 12/2023.