

Enteraalinen letkusto painovoimaiseen ruokintaan



- Universaali pulloadapteri ilmansuodattimella, ENPlus
- Proksimaalipäässä ENPlus-liitin suojalla
- Tippakammio
- Rullapuristin
- Läpinäkyvä letku
- ENFit® Y-lääkeportti korkilla
- Distaalipäässä ENFit® yhdistäjä suojalla
- Lateksiton
- PVC-vapaa
- Steriilisti ysittäispakattu
- Pituus 215 cm

Yhteensopivuus

- Letkuruokintaan tarkoitettu säiliö: ENPlus, lasi- ja muovisäiliöt. Säiliöt leveillä aukoilla, lasipullot kruunukorkilla/korkilla.
- Enteraaliset syöttöletkut ENFit
- Lääkeannostelijat ENFit

Liittimet on valmistettu ISO 80369-3 standardin mukaisesti potilasturvallisuuden lisäämiseksi, ENFit ja ENPlus on suunniteltu yhteensopimattomiksi suonensisäisten järjestelmien kanssa, jolloin vältetään virheellisiltä kytkennöiltä.

Säilytetään huoneenlämmössä, suojassa suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.

Käyttöaika 24 tuntia.

Säilyvyys 3 vuotta valmistuspäivästä.

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk
E64311	Enteraalinen letkusto painovoimaiseen ruokintaan	30