

Ethanol Disinfection

Engångsdukar med hög alkoholkoncentration



Artikelnr.: 51153



Artikelnr.: 51133

Snabbverkande desinfektionsmedel Enkel att använda

Användning

Använd för desinfektion av medicinska enheter kompatibla med etanol och för desinfektion av kontaktytor, t.ex. i operationssalar, på intensivvårdsavdelningar, undersökningsrum och avdelningar.

Snabbverkande mot vegetativa bakterier och jästsvampar, tack vare hög alkoholkoncentration.

Enligt tester från oberoende laboratorier, Dr. Brill och MikroLab Germany, minskar Wet Wipe Ethanol Disinfection bakterier och jästsvampar.

Testrapport och dokumenterad effektivitet vid 30 sekunders inkubationstid finns tillgängliga på begäran.

Lagring

Wet Wipes engångsdukar impregnerade med etanol uppfyller kraven i UN 3175, d.v.s. fasta ämnen som innehåller brandfarliga vätskor och är därför undantagna tekniska bestämmelser för lagring och hantering av brandfarliga vätskor. Produkten kan lagras och hanteras som ett fast, brandfarligt ämne.

Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Transport

Nettoinnehållet i en förpackning är mindre än 1 kg fast material innehållande brandfarlig vätska, vilket betyder att produkten kan transporteras som farligt gods i begränsad mängd.

Kartongen är därför LQ-märkt.

Artikelnummer

Engångsdukarna tillverkas i två storlekar.

Artikelnr. 51153: Ethanol Disinfection Maxi
Kartong med 12 förp. = 240 dukar
1 förp. innehåller 20 dukar, 43×30 cm

Artikelnr. 51133: Ethanol Disinfection Mini
Kartong med 20 förp. = 500 dukar
1 förp. innehåller 25 dukar, 20×30 cm

Innehåll

Etanol 70 %.

Hållbarhet efter öppningsdatum 30 dagar.

Tillverkas utan parfym, färg och denatureringsmedel. Tillverkad i Tyskland. Säkerhetsinformation och bruksanvisning finns tillgänglig vid förfrågan.

Wet Wipe A/S
Vallensbækvej 65
DK-2625 Vallensbæk
Tel: +45 43 62 19 43
info@wetwipe.dk
www.wetwipe.dk
CVR: 30207726

wetwipe®

M51-052, SE, Ver. 2
PG, Jan 2022

Återförsäljare
Mediplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
Tel: 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

MEDI PLAST®