




Larynx Nål

Trans-oral nål til injektioner med steroider, gel eller lokalbedøvelse. Perfekt til behandling af eks. behandling af stemmebåndspareser
Engangsnål med standard luer lock fatning som passer til alle sprøjter.
Udviklet sammen med svenske laryngologer/foniatere

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
606261230	0,5 x 230 mm, 25 G	10/150

Æske = mindste kvantitet/bestilling

CE: Klasse IIa
Materiale:
PP / kirurgisk rustfrit stål
Producent:
Mediplast AB / www.mediplast.com