

Narkosmasker, engångs

- Med uppblåsbar tätningscuff för bästa passform
- Transparent narkosmask för engångsbruk i sju olika storlekar med färgkodad ring/fäste
- Backventil för att reglera luftmängden i cuffen
- Maskerna passar till 15 mm eller 22 mm anslutning, se specifikation
- Sterila

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014120	Neonatal, stl 0, med 15 mm YD, vit	1/30	

Material: Mask: PC - Luftkudde: PVC (med mjukgörare DINP) - Färgkodad ring/fäste: PE

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014121	Nyfödd, stl 1, med 15 mm YD, rosa	1/30	

Material: Mask: PC - Luftkudde: PVC (med mjukgörare DINP) - Färgkodad ring/fäste: PE

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014122	Spädbarn, stl 2, med 22 mm ID, gul	1/30	

Material: Mask: PC - Luftkudde: PVC (med mjukgörare DINP) - Färgkodad ring/fäste: PE

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014123	Barn, stl 3, med 22 mm ID, grön	1/30	

Material: Mask: PC - Luftkudde: PVC (med mjukgörare DINP) - Färgkodad ring/fäste: PE

Avd.förp = min.kvant/best

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014124	Liten Vuxen, stl 4, med 22 mm ID, röd	1/30	

Material: Mask: PC - Luftkudde: PVC (med mjukgörare DINP) - Färgkodad ring/fäste: PE

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014125	Stor Vuxen, stl 5, med 22 mm ID, blå	1/30	

Material: Mask: PC - Luftkudde: PVC (med mjukgörare DINP) - Färgkodad ring/fäste: PE

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014126	Stor Vuxen, stl 6, med 22 mm ID, orange	1/30	

Material: Mask: PC - Luftkudde: PVC (med mjukgörare DINP) - Färgkodad ring/fäste: PE

Avd.förp = min.kvant/best