



60Y-147T



60Y-280T

Skyllesett

SKYLLESETT MEDIPLAST

Anvendes til skyllevæskedrypp ved ulike skopiundersøkelser. Medfølgende spike, dryppkammer i mykt materiale og rulleklemme.

Universalkopling i silikon for tilslutning til instrumentet.

Sterilt enkeltpakket. Dobbelpakket (PE-pose + blisterpack)

Artikelnr	Beskrivelse	Avd./Trpt. fp
60Y-280T	1-veis, ftalatfri PVC slange (YD 6,8 x ID 4,8 mm) Lengde på slange: 280 cm – Total lengde 310 cm	10/20
60Y-190T	Lengde på slange: 190 cm – Total lengde 210 cm	10/20

UROLOGISK SKYLLESETT, 2-veis for per- og postoperativt bruk

Y-kopling med 2 spiker til skyllevæskeposer, rulleklemme og stort dryppkammer som gir bedre flyt med minimert risiko for luftbobler.

Integrert nippel for tilkopling til kateter. Universalkopling i silikon eller medfølgende luer kopling for tilslutning til cystoskop.

Sterilt enkeltpakket. Dobbelpakket (PE-pose + blisterpack)

Artikelnr	Beskrivelse	Avd./Trpt. fp
60Y-147T	2-veis, doble spiker til 2 skyllevæskeposer, ftalatfri PVC slange (YD 6,8 x ID 4,8 mm) Lengde på slange: 150 cm – Total lengde 210 cm	10/20
60Y-200T	Lengde på slange: 200 cm – Total lengde 260 cm	10/20

Material: Ftalatfri PVC, mykner TOTM / ABS / Silikon / PP / PE
Lateks fri
Produsent: Medioplast Srl / www.medioplast.com/it
Trpt.fp = min.kvant/best