

KontiBa® SOFT Black Edition

För kontinent stomi



KontiBa® bandage för dig som irrigerar eller har en kontinent stomi. Materialet är ett luft- och lukttätt plastlaminat som innehåller en mjuk superabsorbent.

Utsidan av bandaget är täckt av mjuk svart non-woven och på baksidan finns en hudvänlig, extra tunn och följsam hydrokolloid.

KontiBa® finns i tre storlekar med olika absorptionsförmåga. Välj storlek beroende på stomins storlek och sekretion.

Art.nr.	KontiBa® SOFT Black Edition	Absorbtion
276020	MINI, Ø 60 mm, hålstorlek 20 mm	5 ml
277010	MIDI, Ø 70 mm, hålstorlek 25 mm	10 ml
278530	MAXI, Ø 85 mm, hålstorlek 30 mm	40 ml

50 stycken i varje förpackning