

Enterala sprutor - flergångs



Enteral ISO SAF Home

Sterila enterala flergångssprutor med ENFit hon-koppling (ISO 80369-3).

1, 3 och 5 ml sprutor har LDT (Low Dose Tip) för att minimera dead-space vid låg dosering.

Upp till 84 tvättar. För rengöring se separat instruktion.

Styckförpackade.

Art.nr.	Beskrivning	Low Dose	Avd./Trpt.fp.
ELDISO1H	1 ml	●	100/3600
ELDISO3H	3 ml	●	100/3200
ELDISO5H	5 ml	●	100/2400
EISO10H	10 ml		100/1500
EISO20H	20 ml		100/900
EISO60H	60 ml		50/200
EISO100H2	100 ml		30/60

Avd.fp = min.kvant/best