




SPS B.O.P. Sterilpåse

Påsar och rullar för sterilisering av instrument

- Engångsprodukt, kan steriliseras och öppnas en gång.
- Öppningsbar med minimalt fibersläpp
- All användarinformation finns på framsidan
- Flera indikatorer för ånga
- Patenterat indikatorsystem för maximal säkerhet
- Batch- och storleksmärkning på öppningssidan

Sönderriven plastfilm eller fibersläpp från papperet kan leda till att sterilgodset kontamineras, när påsen öppnas. SPS har utvecklat en rivstark plastfilm som, i kombination med ett speciellt ytbehandlat papper, ger en påse som kan öppnas med minimalt fibersläpp och med intakt plastfilm.

Förvaring:

Undvik direkt solljus och extremt höga temperaturer
Temperatur 10°-30°C, Relativ luftfuktighet 30-60%
Kartongen får inte skadas under transport och förvaring

Hållbarhet:

5 år från produktionsdatum om
rekommendationerna för förvaring hålls

Kvalitetssystem:

ISO 9001 och ISO 13485

CE-märkning:

MDR 2017/745

EN ISO 11607: 1

Indikatorer: ISO 11140-1

Plana påsar		
Art. Nr.	Yttermått	Ant./förp.*
SBC050X200	50 x 200 mm	3600
SBC080X150	80 x 150 mm	4800
SBC080X250	80 x 250mm	4000
SBC080X300	80 x 300 mm	2400
SBC080X400	80 x 400 mm	1800
SBC120X200	120 x 200 mm	1600
SBC120X250	120 x 250 mm	1600
SBC120X350	120 x 350 mm	2000
SBC120X400	120 x 400 mm	1200
SBC120X500	120 x 500 mm	1200
SBC120X550	120 x 550 mm	1000
SBC160X200	160 x 200 mm	1200
SBC160X300	160 x 300 mm	1600
SBC160X350	160 x 350 mm	1500
SBC160X450	160 x 450 mm	1200
SBC160X500	160 x 500 mm	1200
SBC160X600	160 x 600 mm	800
SBC160X650	160 x 650 mm	800
SBC220X300	220 x 300 mm	600
SBC220X400	220 x 400 mm	600
SBC220X450	220 x 450 mm	600
SBC220X550	220 x 550 mm	500
SBC220X600	220 x 600 mm	500
SBC220X700	220 x 700 mm	500
SBC220X750	220 x 750 mm	500
SBC250X400	250 x 400 mm	600
SBC250X500	250 x 500 mm	600
SBC250X550	250 x 550 mm	500
SBC250X650	250 x 650 mm	500
SBC285X350	285 x 350 mm	1000
SBC285X450	285 x 450 mm	600
SBC285X500	285 x 500 mm	600
SBC285X600	285 x 600 mm	400
SBC285X750	285 x 750 mm	500
SBC320X450	320 x 450 mm	600
SBC320X550	320 x 550 mm	400
SBC320X600	320 x 600 mm	400
SBC380X500	380 x 500 mm	400
SBC380X550	380 x 550 mm	400
SBC380X650	380 x 650 mm	400
SBC420X600	420 x 600 mm	400
SBC420X650	420 x 650 mm	400

* Alla BOP påsar i förpackningen är packade i buntar om 100 st.

Plana rullar 200 m		
Art. nr.	Bredd	Ant./förp.
GBO050X200	50 mm x 200 m	10
GBO080X200	80 mm x 200 m	8
GBO120X200	120 mm x 200 m	4
GBO160X200	160 mm x 200 m	4
GBO220X200	220 mm x 200 m	4
GBO250X200	250 mm x 200 m	2
GBO285X200	285 mm x 200 m	2
GBO320X200	320 mm x 200 m	2
GBO380X200	380 mm x 200 m	2
GBO420X200	420 mm x 200 m	2

BOP – PÅSAR OCH RULLAR TEKNISKA DATA

BESTÅNDSDELAR

PAPPER: 60 g/m²

LAMINATFILM

PA Polyamin < 15 +/-1 µm

PP Polypropen 36-40 µm

Lim trekomponentslim + lösningsmedel

FAKTA OM PRODUKTEN

Storlek Bredd Tolerans ± 2 mm

Svetsstyrka > 1,5 N/15 mm

ÖPPNINGSBARHET EFTER STERILISERING

Ånga omslag från rosa till brunt

SVETSNING / REKOMMENDATION

Påsmaterialet vid 170-180° C

Rullar vid 170-195° C

