

Hem-o-lok Appliers

– Rostfritt stål till öppen kirurgi

Applikatorerna är till flergångsbruk och är alla färgkodade så att färgen på handtagen passar till storleken samt färgen på clipets magasin.

Hem-o-lok ENDO Appliers



Design

Instrumentet är lätt att arbeta med och ger kirurgen optimala möjligheter vid endoskopisk clipsning. Förutom den visuella kontrollen på skärmen, kan clipsningen även kännas i handen. Det är då en garanti för att det är tillslutet. Applikatorn kan rotera 360° och är således ett flexibelt arbetsredskap för den komplicerade clipsningen.

Rengöring

På de demonterbara modellerna underlättas rengöring genom att applikatorerna väldigt enkelt kan tas isär i 3 delar som sedan rengörs separat.

På de icke demonterbara modellerna finns det på handtaget ett uttag för sköljning som säkrar att instrumentet kan hållas rent.

Hem-o-lok Endo Applier är färgkodad. Kodningen är rotationsknoppen.

ENDO Artikelnr.	Färg / Storlek	Längd på skaft / rekommenderad portdiameter	
Demonterbara			
60WK544965T	ML	33,0 cm/5 mm	
60WK544995T	L	33,0 cm/10 mm	
60WK544990T	XL	33,0 cm/10-12 mm	
Take a part 20° vinklad			
60WK544965T20	ML	33,0 cm/5 mm	
60WK544995T20	L	33,0 cm/10 mm	
60WK544990T20	XL	33,0 cm/10-12 mm	
Non take a part LONG rak			
60WK544965L	ML	45,0 cm/5 mm	
60WK544995L	L	45,0 cm/10 mm	
60WK544990L	XL	45,0 cm/10-12 mm	
Removers			
60WK544121T	ML	33,0 cm/ 5 mm	
60WK544121L	ML	45,0 cm/5 mm	
60WK544130T	L	XL	33,0 cm/10-12 mm
60WK544130L	L	XL	45,0 cm/10-12 mm
60WK544130T20	L	XL	33.0 cm/12-15 mm



Teleflex®

Hem-o-lok OPEN Appliers



Design

Hem-o-Lok applikatorerna är till flergångsbruk och är alla färgkodade så att färgen på handtagen passar till storleken samt färgen på clipets magasin.

Rengöring



Applikatorn kan öppnas helt, varvid boxlåset kan rengöras och steriliseras ordentligt.

Risken för orenheter på applikatorerna minskas därmed betydligt.

OPEN Artikelnr.	Färg / Storlek	Längd / Käftform
60WK544113	M	20 cm böjd
60WK544114	M	27 cm vinklad 70° käftvinkel
60WK544115	M	27 cm böjd
60WK544170	ML	20 cm böjd
60WK544171	ML	27 cm böjd
60WK544172	ML	27 cm vinklad 70° käftvinkel
60WK544179	L	27 cm vinklad 70° käftvinkel
60WK544180	L	20 cm böjd
60WK544181	L	27 cm böjd
60WK544191	XL	27 cm böjd
60WK544192	XL	27 cm vinklad 70° käftvinkel
60WK544123	M/ML/L	27 cm Remover
60WK544124	L/XL	27 cm Remover

Hem-o-Lok Remover

Hem-o-Lok remover till öppen och laparoskopisk kirurgi är ämnad för flergångsbruk, tillverkad av rostfritt stål. Den bör alltid köpas tillsammans med applikatorerna!



Teleflex Medicals applikatorer för öppen- / endoskopisk kirurgi är endast framtagna för Teleflex clips Horizon/Hemolok. Teleflex Medical kan inte garantera säkerheten, om andra fabrikat av clips används i Teleflex applikatorer.


Teleflex®