



Metallsug med transparent handtag typ Ferg

- For kirurgiske inngrep og undersøkelser i nesen
- Med eller uten sidehull
- Håndtak med sugekontroll
- Engangs. Sterilt enkeltpakket i peel-pack
- Sterilisering: EO
- Medisinsk rustfritt stål, håndtak av PMMA (plexiglass)

Artikkelnr.	mm	Beskrivelse	Avd./Trpt. fp
6066501020	2,0 x 150	uten sidehull	25/375
6066501030	3,0 x 150	uten sidehull	25/375
6066501040	4,0 x 150	uten sidehull	25/375
6066511020	2,0 x 150	med sidehull	25/375
6066511030	3,0 x 150	med sidehull	25/375
6066511040	4,0 x 150	med sidehull	25/375
6066501030BP	3,0 x 150, Big pack	uten sidehull	20 (2x10) / 600
6066501040BP	4,0 x 150, Big pack	uten sidehull	20 (2x10) / 600

Avd. fp. = minste kvantitet / bestilling

Produsent: Mediplast AB / www.mediplast.com